

Surfanios - détergeant/désinfectant



Codes produits :

Référence : 140247x

Caractéristiques du produit :

Conditionnement: 1 L

Conditionnement: 20 ml

Application: Sol & murs

Application: Instrumentation

Format: Bidon

Description brève du produit :

Nettoyage et désinfection des sols, murs, matériel Nettoyage et désinfection des sols, murs, matériel médical et dispositifs médicaux non invasifs.

Description du produit :

Nettoyage et désinfection des sols, murs, matériel médical et dispositifs médicaux non invasifs médical et dispositifs médicaux non invasifs (stéthoscopes, testeurs de glycémie, marteaux (stéthoscopes, testeurs de glycémie, marteaux à réflexes...))

- Produit biocide (Groupe 1 - TP2). Dispositif médical
- Nettoyant et désinfectant en 1 seule opération
- Haute détergence associée à un large spectre de désinfection
- Produit formulé sans aldéhyde

En flacon doseur de 1 L ou dosette de 20 ml.

SOLUTION CONCENTRÉE : Dilution entre 0,25 et 0,5 %

Temps de contact court

Bactéricides :

- EN 1276/EN 13727 - 0.25 %, 5 min
- EN 13697 - 0.25 %, 30 min.
- Actif sur BMR - EN 1276 - 0.25 %, 5 min
- EN 13697 - 0.25 %, 15 min

Tuberculocide :

- EN 14348, EN 14563 - 60 min, 0.25 % ou 30 min, 0.5 %

Levuricide :

- EN 1650 - 0.25 %, 15 min
- EN 13697 - 0.25 %, 30 min

Fongicide :

- EN 1650 - 0.25 %, 120 min
- EN 13697 - 0.25 %, 30 min

Virucide :

- Actif selon EN 14476 sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), HIV-1, Herpesvirus - en 5 min, 0.25 %
- Actif selon EN 14476 sur Vaccinia virus - 60 min, 0.25 % ou en 15 min, 0.5 %
- Actif selon EN 14476 sur Coronavirus - 15 min, 0.25 %

Attributs du produit :

Conditionnement: Flacon 1 L