

---

# Artromot-K1 - Genou/Hanche



## Codes produits :

Référence 263616x

## caractéristiques du produit :

### Description brève du produit :

L'ARTROMOT®-K1 est une attelle motorisée pour la mobilisation post-opératoire continue et passive de l'articulation du genou et de la hanche. Grâce à la construction spécifique de cet appareil, il est possible d'exécuter des séries de mouvements physiologiques d'un haut niveau.

Vendu sans chariot.

### Description du produit :

L'ARTROMOT®-K1, destiné au genou et/ou hanche, est une attelle de motorisée pour la mobilisation post-opératoire continue et passive de l'articulation du genou et de la hanche. Grâce à la construction spécifique de cet appareil, il est possible d'exécuter des séries de mouvements physiologiques d'un haut niveau.

L'ARTROMOT®-K1 est symbole d'une fiabilité et d'un confort d'utilisation maximum, qui a fait ses preuves des milliers de fois dans le cadre d'une utilisation intensive dans les cliniques.

## Indications

- Arthrotomies, arthroscopies combinées à une synovectomie ou une arthrolyse.
- Ligamentoplasties LCA/LCP, LLE/LLI.
- Fractures patellaires.
- Ostéosynthèses suite fractures fémorales ou tibiales.
- Interventions sur les tissus mous adjacents à une articulation.
- Ostéotomies de varisation/ valgisation.
- Ménisectomies.
- Arthroplasties de la hanche et du genou.
- Opérations au niveau du cartilage articulaire, par ex. greffe chondrocytaire autologue.

- Prothèse totale de genou et/ou de hanche

### 3 modèles : Classic, Standard et Comfort

	ARTROMOT®-K1 Classic	ARTROMOT®-K1 Standard	ARTROMOT®-K1 Comfort
<b>Télécommande</b>	Bouton de réglage	Intuitive	Avec dessins
<b>Vitesse réglable</b>			
<b>Minuterie</b>			
<b>Pause réglable</b>			
<b>Inversion réglable</b>	Pré-programmé		
<b>Echauffement</b>			
<b>Protocoles de rééducation programmables</b>			

#### ARTROMOT®-K1 Classic

- \_\_\_ : ultra simple à potentiomètre. Fonctions : flexion, extension, temps et pause.

#### ARTROMOT®-K1 Standard

- Télécommande incluse : ultra simple à potentiomètre. Fonctions : flexion, extension, temps et pause.
- **Minuteur** : 1 - 59 minutes / 1 - 24 heures / fonctionnement continu
- **Pauses** (extension et/ou flexion) : 0 - 59 secondes / 1 - 59 minutes
- **Charge contraire par étapes** : 1 - 25 / fonction de sécurité patient
- **Protocole d'échauffement** : Progression graduelle jusqu'à l'amplitude de mouvement maximale
- **Nouveau patient** : Activation des paramètres par défaut pour les nouveaux patients
- **Réglage transport** : Place le chariot en position de transport
- **Menu entretien**

#### ARTROMOT®-K1 Comfort

- Télécommande incluse : ultra simple à potentiomètre. Fonctions : flexion, extension, temps et pause.
- **Documentation de traitement** : Représentation graphique du cycle de traitement complet
- **Protocole d'exercice** : Combinaison de diverses fonctions du modèle Comfort dans un protocole unique
- **Protocole Comfort** : échauffement à la fin de l'ADM en extension et en flexion
- **Minuteur** : 1 - 59 minutes / 1 - 24 heures / fonctionnement continu
- **Pauses** (extension et/ou flexion) : 0 - 59 secondes / 1 - 59 minutes
- **Charge contraire par étapes** : 1 - 25 / fonction de sécurité patient
- **Protocole d'échauffement** : Progression graduelle jusqu'à l'amplitude de mouvement maximale
- **Nouveau patient** : Activation des paramètres par défaut pour les nouveaux patients
- **Réglage transport** : Place le chariot en position de transport
- **Menu entretien**
- **Répétition fin de l'ADM** (extension ou flexion) : Les exercices sont réalisés à un rythme supérieur à la fin de l'amplitude de mouvement.
- **Etirement** (extension ou flexion) : Pour une augmentation graduelle et en douceur de l'amplitude de mouvement
- **Contrôle EMS** : Pour une combinaison optimale du traitement MPC et de l'électrothérapie

---

<https://youtu.be/C8aVbl70vRQ>

### **Caractéristiques communes :**

- Télécommande incluse : ultra simple à potentiomètre. Fonctions : flexion, extension, temps et pause.
- Ergonomie et hygiène optimale grâce à une très grande simplicité de réglage et à une désinfection par essuyage des appui-pieds et appui-jambes.
- Pauses (extension et flexion) : 0 - 59 s / 1 - 59 min / 5% - 100%
- Vitesse : 0° / 7° / 115°
- Fonction de verrouillage afin d'éviter toute modification accidentelle des paramètres
- Longueur : 98 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 23 cm
- Poids : 11 kg

Vendus sans chariot

### **Attributs du produit :**

Modèle: Standard, Comfort, Classic