

## Compresse Flexxum



### Codes produits :

Référence 256028x

### caractéristiques du produit :

Méthode de chauffe/refroidissement: Cuve  
Méthode de chauffe/refroidissement: Réfrigérateur  
Méthode de chauffe/refroidissement: Bain-marie  
Méthode de chauffe/refroidissement: Congélateur  
Méthode de chauffe/refroidissement: Micro-onde  
Matière: Gel  
Modèle: Universel

### Description brève du produit :

Utilisables de -30° à + 60°, les compresses Flexxum contiennent un gel non toxique soluble à l'eau chaude conditionné sous vide.

Cette technologie Airless permet de ralentir les déperditions de chaleur trop rapides dues aux bulles d'air.

### Description du produit :

Utilisables de -30° à + 60°, les **compresses Flexxum** contiennent un gel non toxique soluble à l'eau chaude, conditionné sous vide.

Cette technologie Airless permet de ralentir les déperditions de chaleur trop rapides dues aux bulles d'air. Ces compresses disposent par ailleurs de soudures sur les 4 cotés pour une résistance optimale aux pliages répétés du produit.

## Indications

### Traitement par le froid (cryothérapie) :

- Placer la compresse dans le freezer.
- Idéale pour : Migraines - Hémorragies - Gonflement en cas d'entorses, de luxation, d'hématomes.

### Traitement par le chaud (thermothérapie) :

- Chauffer au four à micro-ondes le temps indiqué ou au bain marie 5 minutes.
- Idéale pour : Dorsalgies et douleurs musculaires - Problèmes rhumatismaux non inflammatoires.

**Ne pas placer la compresse directement sur la peau** (housses disponibles en supplément).

## Les caractéristiques des compresses Flexxum

- Idéales pour les articulations périphériques
- Compresses utilisables de -30° à + 60° (four à micro-ondes ou réchauffeur hydrotherm / Freezer)
- Réutilisables plusieurs centaines de fois.

Dimensions	Nombre de compartiments
15 x 19 cm	1
19 x 30 cm	1
30 x 38 cm	3
84 à 38 cm	48

### Attributs du produit :

Dimensions: 15 x 19 cm, 19 x 30 cm, 30 x 38 cm - tri section, 84 x 38 cm