

## Aiguilles Dry Needling "J" - avec tube de guidage



Codes produits :

Référence 269334x

caractéristiques du produit :

Conditionnement: 100 aiguilles

### Description brève du produit :

Les aiguilles Dry Needling type "J" de chez SEIRIN sont des aiguilles sèches, sans produits, comportant un tube de guidage dont les bords arrondis permettent une introduction agréable et garantie indolore.

Conditionnées par 100.

### Description du produit :

## Aiguilles Dry Needling

Le **Dry Needling** est une **technique thérapeutique intramusculaire**, utilisant des **aiguilles d'acupuncture stériles et jetables**, afin de traiter des trigger points myofasciaux douloureux. Après avoir localisé un trigger point douloureux, on prend une aiguille d'acupuncture, on la pique dans le cordon musculaire douloureux et on recherche une réponse contractile locale. La puncture sèche est également utilisée dans les indications suivantes : tendinopathies, douleurs cicatricielles, traitement des tissus mous, contractures musculaires aiguës.

## Aiguilles SEIRIN® Type J - Précision et douceur

Les **aiguilles SEIRIN® de type J, extrêmement-fines**, garantissent une insertion indolore grâce à leur petit tube de guidage aux bords arrondis. Leur conception avancée permet une pénétration encore plus douce avec un minimum de pression, assurant un confort optimal pour le patient.

## Un guidage précis pour une manipulation aisée

Leur manche ergonomique, rainuré et ultra-léger en polypropylène, offre une prise en main confortable et sécurisée. L'aiguille, placée exactement au centre du manche, assure un contrôle précis lors de l'insertion et du traitement.

## Qualité et sécurité

Les aiguilles SEIRIN® de type J sont soumises à 8 contrôles de qualité rigoureux. Elles sont nettoyées par électrolyse et stérilisées au gaz EO, garantissant une utilisation parfaitement hygiénique.

## Différentes versions et longueurs d'aiguilles Dry Needling de type "J"

### Un large choix pour une utilisation adaptée

Disponibles en 8 longueurs différentes, les aiguilles SEIRIN® de type J sont facilement identifiables grâce à un code couleur spécifique. Leur tube de guidage avec les bords arrondis permettent une introduction agréable et garantie indolore.

SEIRIN® continue d'innover pour offrir aux thérapeutes des outils fiables et performants au quotidien.

Dimensions	Longueur	Couleur
Ø0,12 mm	30 mm	Vert
Ø0,16 mm	30 mm	Rouge
Ø0,20 mm	30 mm	Bleu
Ø0,25 mm	30 mm	Violet
Ø0,25 mm	40 mm	Violet
Ø0,30 mm	30 mm	Brun
Ø0,25 mm	50 mm	Violet
Ø0,30 mm	50 mm	Brun
Ø0,30 mm	60 mm	Brun

### Les caractéristiques des aiguilles Dry Needling type J

- Matière : acier inoxydable.
- Conditionnement : 100 aiguilles.

## Nécessité d'une formation supplémentaire

**AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE des MASSEURS KINESITHERAPEUTES DU 14 JUIN 2017 RELATIF A LA PRATIQUE PAR UN KINESITHERAPEUTE DE LA «PUNCTURE KINESITHERAPIQUE PAR AIGUILLE SECHE».**

Seul le kinésithérapeute ayant validé un cursus de formation complémentaire à celui de sa formation initiale peut réaliser la «puncture kinésithérapique par aiguille sèche» après avoir réalisé son bilan diagnostique kinésithérapique, avoir élaboré avec le patient la stratégie thérapeutique, notamment l'évaluation du rapport bénéfice/risque et avoir obtenu le consentement du patient.

### Attributs du produit :

Dimensions: Ø0,12 x 30 mm, Ø0,16 x 30 mm, Ø0,2 x 30 mm, Ø0,25 x 30 mm, Ø0,3 x 30 mm, Ø0,25 x 40 mm, Ø0,25 x 50 mm, Ø0,3 x 50 mm, Ø0,3 x 60 mm