

## Cryo Pro XL - Appareil de cryothérapie compressive à eau



### Codes produits :

Référence 150170

### caractéristiques du produit :

Appareils: Cryo Pro XL  
Utilisation: Cryothérapie  
Type de cryothérapie: À eau  
Niveau de compression: 9  
Canaux: 1 voie  
Nbre de programmes: 9  
Contenance: 6 L  
Poids: 4 kg  
Alimentation: Secteur  
Garantie: 1 an

### Description brève du produit :

Le **Cryo Pro™ XL Dr Aktive**, est un appareil de cryothérapie compressive combinant froid et compression hydrodynamique pour accélérer la récupération. Idéal en cabinet, il permet de réduire rapidement douleur, inflammation et œdème tout en améliorant la prise en charge post-traumatique et post-opératoire de vos patients.

### Description du produit :

## Cryo Pro™ XL : Cryothérapie compressive nouvelle génération

Le **Cryo Pro™ XL** est un **appareil de cryothérapie à eau avec compression hydrodynamique**, conçu pour optimiser la récupération en cabinet. En combinant froid et compression intermittente, cet outil permet d'agir efficacement sur la douleur, l'inflammation et l'œdème dès les premières phases de prise en charge. Grâce à une circulation continue d'eau froide dans des enveloppes ciblées, vous proposez à vos patients un traitement précis, confortable et reproductible.

L'action de vasoconstriction induite limite les ecchymoses, ralentit les saignements et participe à la diminution des spasmes musculaires. Cet outil est particulièrement pertinent en post-traumatique ou post-opératoire, avec un objectif clair : **accélérer la récupération tout en réduisant le recours aux antalgiques.**

**Compact et transportable**, le Cryo Pro™ XL s'intègre facilement dans votre pratique quotidienne. Son écran LCD et ses 9 programmes permettent un réglage simple et rapide de la durée et de l'intensité de compression selon vos protocoles.

## Les principaux avantages de l'appareil de cryothérapie Cryo Pro XL

- Association efficace du froid et de la compression pour une **récupération accélérée.**
- Réduction de la douleur, de l'œdème et de l'inflammation.
- Limitation des ecchymoses et des saignements.

- Diminution des spasmes musculaires et effet antalgique rapide.
- **9 programmes** ajustables selon la phase de rééducation.
- Utilisation possible avec 2 manchons/ attelles simultanément (*pas inclus avec*).
- Appareil **compact, transportable** et simple à mettre en place.
- Fonctionnement **silencieux** adapté au cabinet.

<https://youtu.be/WUZQYukvqbc?si=JvpK-DDnPak6OprD>

## Attelles vendues séparément

L'appareil Cryo Pro™ XL est livré sans attelle. Pour adapter le traitement à la zone à cibler (genou, épaule, cheville, jambe, dos...), il est nécessaire de sélectionner l'enveloppe correspondante.

[Attelles pour Cryo Pro XL](#)

## Les équipements de l'appareil de cryothérapie Cryo Pro XL

- Écran LCD pour un contrôle clair des paramètres.
- 9 programmes de compression.
- Système de compression intermittente réglable.
- Pompe intégrée haute performance (700 L/h - 25 W).
- Interface de commande simplifiée (4 boutons : marche/arrêt, pause, réglage +/-).
- Bac de 6 L pour eau et glace.
- Poignée de transport.
- Accessoire de vidange intégré.
- Tuyau connecteur.

## Indications et bénéfices de l'appareil de cryothérapie à compression Cryo Pro XL

- Amélioration de la récupération musculaire.
- Diminution des douleurs musculaires et articulaires.
- Réduction de l'inflammation.
- Diminution des œdèmes (gonflements).
- Limitation des ecchymoses.
- Accompagnement de la récupération en post-opératoire.
- Accompagnement de la récupération après traumatisme.
- Action sur la circulation locale (vasoconstriction puis relance circulatoire).
- Diminution des spasmes musculaires.

## Les caractéristiques de l'appareil de cryothérapie Cryo Pro XL

- Nombre de sortie : 1.
- Niveaux de compression : 9.
- Puissance pompe : 700L/H et 25W.
- Contenance du réservoir : 6 L (eau + glace).
- Température : entre 1°C et 10°C.
- Cycles : 20 à 60 min (pression/décompression 8 à 20 s).
- Poids : 4 kg.
- Alimentation : secteur (*ou batterie en option*).
- Garantie : 2 ans (*appareil seulement*).

## Contenu du pack

- 1 appareil Cryo Pro XL.
- 1 tuyau connecteur.
- 1 accessoire de vidange.
- 1 câble de branchement électrique.



## Recommandations d'utilisation

Pour un travail optimal avec vos patients :

- Jusqu'à 4 séances par jour selon indication
- Durée recommandée : 20 à 60 minutes
- Pause minimale : 20 minutes entre chaque séance

En phase aiguë (24 à 48h), privilégier une compression faible, puis augmenter progressivement l'intensité selon l'évolution clinique.

## Attributs du produit :

