

## Surfa'Safe Premium Anios détergeant/désinfectant



### Codes produits :

Référence 14034

### caractéristiques du produit :

Conditionnement: 750 ml  
Conditionnement: 5 L  
Composition: Sans alcool  
Composition: Sans parfum  
Composition: Sans colorant  
Application: Instrumentation  
Format: Bidon  
Format: Spray  
Action: Désinfectant  
Action: Détergeant

### Description brève du produit :

Surfa'Safe Premium de Anios est un détergent désinfectant prêt à l'emploi pour le nettoyage et la désinfection des surfaces et dispositifs médicaux. Efficace, doux et sans parfum, il est disponible en spray mousse de 750 ml et en bidon de 5L, idéal pour les environnements à haut risque.

### Description du produit :

Le produit **Surfa'Safe Premium** de Anios est un détergent désinfectant prêt à l'emploi, spécialement formulé pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux non invasifs et des surfaces générales. Il offre une efficacité à large spectre avec des temps de contact rapides, tout en étant compatible avec les surfaces sensibles à l'alcool. Sa formule douce, sans parfum ni colorant, permet de nettoyer et désinfecter en une seule étape. Idéal pour les zones à haut risque, il est disponible en spray mousse de 750 ml et en bidon de 5L.

### Solution détergente désinfectante pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux non invasifs et non-immérgeables.

- Solution prête à l'emploi.
- Nettoie et désinfecte en une seule opération, laissant la surface visiblement propre.
- Sans alcool, sans parfum, ni colorant.
- Large spectre antimicrobien et temps de contact optimisé.
- Formulation assurant une compatibilité avec un large panel de matériaux y compris les polymères (ex : polycarbonate, plexiglas ...).
- Bonnes propriétés moussantes.
- Application biocide : pour les surfaces générales.

### Comment utiliser le détergeant et désinfectant Surfa'Safe Premium

## Anios ?

- Pulvériser la solution détergente désinfectante sur un non-tissé et essuyer.
- Bien répartir le produit (+/- 6 ml/m2 soit environ 10 pulvérisations).
- Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée.
- Le rinçage est inutile sauf si les zones traitées sont destinées à être en contact avec la peau, les muqueuses ou les denrées alimentaires.
- Veuillez consulter les instructions d'utilisation du fabricant pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux.
- Pour la fréquence d'utilisation et le nettoyage du matériel d'application, se référer au plan d'hygiène en place.
- Dossier scientifique (efficacité, compatibilité...) disponible sur demande.

## Les caractéristiques du détergeant/désinfectant Surfa'Safe Premium de Anios

- pH : 6.
- Stockage entre +5°C et +25°C.
- Dispositif médical.
- Usage réservé aux professionnels.

***Pour une utilisation en toute sécurité des dispositifs médicaux et biocides : merci de consulter l'étiquette et les informations du produit.***

### Composition

Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), tensioactifs non ioniques, agent séquestrant, excipients.



## Made in France - Laboratoires Anios

Les produits de la marque Anios sont fabriqués en France, à Sainghin-en-Mélantois (59), dans le respect des normes les plus strictes en matière d'hygiène et de désinfection. Un gage de qualité, de traçabilité et de proximité pour les professionnels de santé.

### Attributs du produit :

Contenance: 750 ml, 5 L