

## Bande mousse de protection cutanée - Tensoban



### Codes produits :

Référence 5241

### caractéristiques du produit :

Longueur: 20 m  
Largeur: 7 cm  
Largeur: 10 cm  
Matière: Polyuréthane  
Matière: Mousse

### Description brève du produit :

Bande mousse de protection cutanée Tensoban : protection cutanée sous contention, extensible et auto-adhérente (*ne colle pas à la peau, ni aux poils*). Confortable, sécable à la main et facile à retirer. Bande de 20 m de long et disponible en largeur 7 ou 10 cm. Cette sous-bande en mousse est conçue pour protéger la peau avant l'application de bandages adhésifs ou compressifs.

### Description du produit :

## Bande mousse de protection cutanée Tensoban - Protection et confort sous contention

La bande Tensoban de BSN Médical est spécialement conçue pour protéger la peau sous contention dans le cadre d'un traitement de l'insuffisance veineuse ou d'une traumatologie sportive. Fabriquée en mousse de polyuréthane, elle est à la fois résistante, légère et extensible pour un ajustement optimal. Sa texture auto-adhérente permet une bonne tenue sans coller à la peau ni aux poils, ce qui facilite son retrait et son réajustement.

### Avantages principaux de la bande mousse de protection cutanée Tensoban

- **Protection optimale de la peau sous contention.**
- **Extensible** dans tous les sens pour un ajustement précis (*en longueur et en largeur*).
- **Auto-adhérente** sans coller à la peau ni aux poils.
- **Sécable à la main** : pour une utilisation rapide et pratique.
- Disponible en 7 cm ou 10 cm de largeur.

### Utilisation et caractéristiques

Facile à manipuler, la bande Tensoban s'utilise sous les contentions adhésives pour préserver la peau et assurer un

meilleur confort lors du port de bandes de compression. **Cette sous-bande en mousse est conçue pour protéger la peau avant l'application de bandages adhésifs ou compressifs.** Elle épouse parfaitement les formes du corps, même sur des zones difficiles, grâce à sa souplesse et sa malléabilité. Son retrait est indolore, ce qui la rend idéale pour une utilisation répétée.

## Précautions d'emploi et conseils d'utilisation

- Ne pas appliquer directement sur une plaie ouverte.
- Vérifier l'absence de réaction cutanée en cas d'usage prolongé.
- Adapter la découpe selon la zone à protéger pour un maintien optimal.

## Indications

- Protection cutanée sous contention adhésive.
- Traumatologie sportive.
- Traitement de l'insuffisance veineuse.

## Les caractéristiques des bandes mousse de protection cutanée Tensoban

- Longueur de la bande : 20 m.
- Largeur de la bande au choix : 7 cm ou 10 cm.
- Coloris : blanc.
- Matière : mousse de polyuréthane

**Produit vendu à l'unité.**

### Attributs du produit :

Largeur: 7 cm, 10 cm