

Module Vacuum - pour appareil ComboRehab² Pro



Codes produits :

Référence 155152

caractéristiques du produit :

Appareils: ComboRehab² Pro
Canaux: 2 voies

Description brève du produit :

Module Vacuum pour ComboRehab² Pro : ajoutez la thérapie par aspiration à vos soins. Confort, efficacité et pose rapide sans gel ni électrodes adhésives.

Description du produit :

Module Vacuum pour ComboRehab² Pro - Extension de thérapie par aspiration

Le **module Vacuum** est un **accessoire optionnel conçu pour compléter l'appareil [ComboRehab² Pro](#)**. Il permet d'ajouter une thérapie par aspiration (ou vacuum), utilisée pour appliquer les courants d'électrothérapie via des ventouses. Ce système facilite la mise en place des électrodes et améliore le confort du patient en réduisant le contact direct avec la peau. Compact, facile à intégrer, il fonctionne indépendamment avec l'appareil sans obligatoirement nécessiter le guéridon adapté.



Les avantages principaux du module Vacuum pour le ComboRehab² Pro :

- **Installation simple** : se positionne sous le ComboRehab² Pro, et bénéficie de son alimentation et de sa connexion.
- **Deux canaux d'aspiration** pour traitements ciblés.
- **Mode pulsé ou continu**, pour s'adapter aux besoins thérapeutiques.
- **Ventouses-électrodes** : installation rapide, sans patches autocollants.
- **Améliore la circulation et l'efficacité de l'électrothérapie.**
- **Confort accru** pour le patient, sensation douce et régulière.
- **Gain de temps** pour le praticien (pose rapide, pas de gel ni d'élastiques).

À quoi sert la thérapie par vacuum en physiothérapie ?

La thérapie par vacuum (ou aspiration) est une technique qui consiste à appliquer une dépression sous des ventouses pour maintenir les électrodes en place et favoriser la circulation sanguine locale. En physiothérapie, cette méthode est utilisée pour :

- Diffuser les courants de stimulation de façon homogène, sans créer d'inconfort.
- Activer la micro-circulation et drainer les tissus, notamment en post-traumatique ou en phase inflammatoire.
- Assouplir les tissus mous par un effet de mobilisation douce.
- Faciliter le traitement d'électrothérapie : sans adhésif, ni gel.

L'utilisation du vacuum permet donc un traitement plus confortable, plus rapide à mettre en œuvre, et souvent mieux toléré par les patients sensibles ou âgés. C'est une solution particulièrement appréciée dans les centres de rééducation et cabinets de kinésithérapie.

Composition du kit Vacuum

- 1 module Vacuum.
- 4 électrodes Vacuum Ø 60 mm.
- 4 éponges Vacuum Ø 62 mm.

- 1 câble d'aspiration Vacuum bleu.
- 1 câble d'aspiration Vacuum vert.
- 1 tuyau d'évacuation d'eau.
- 1 câble plat flexible.
- 4 vis à tête cruciforme.

Le module Vacuum est vendu sans l'appareil [ComboRehab² Pro](#), ni le [guéridon Nova adapté](#).

Attributs du produit :