

Hanchière 10 cellules i-Press 10C - Pressothérapie



Codes produits :

Référence 28005

caractéristiques du produit :

Appareils: I-Press 10C

Nbre de cellules: 10

Description brève du produit :

Hanchière 10 cellules i-Press 10C, version XL vendue à l'unité (droite ou gauche). Compatible uniquement avec l'ancien modèle i-Press 10C, arrêté en mai 2025.

Description du produit :

Hanchière 10 cellules i-Press 10C - Traitement complet jusqu'aux hanches

La **hanchière 10 cellules i-Press 10C** a été spécialement conçue **pour l'appareil de pressothérapie i-Press 10C**. Plus haute et plus légère que la botte standard fournie avec l'appareil, cette version XL permet un **traitement homogène sur tout le membre inférieur, jusqu'aux hanches**.

Grâce au chevauchement précis des alvéoles, la compression est continue et régulière, assurant une stimulation optimale du retour veineux et lymphatique. Cette hanchière est vendue à l'unité, avec le choix de la jambe droite ou gauche selon les besoins du patient.

Idéale pour les kinésithérapeutes utilisant la pressothérapie i-Press 10C, elle garantit un traitement efficace et confortable, adapté à la récupération musculaire, au drainage lymphatique et à l'amélioration de la circulation.

⚠ **Information importante** : L'appareil de pressothérapie i-Press 10C n'est plus commercialisé depuis mai 2025. Cette hanchière est destinée exclusivement à ce modèle et n'est pas compatible avec les nouvelles générations d'appareils i-Press Mazet actuellement disponibles.

<https://youtu.be/izf2U5K6ucl>

Les caractéristiques de la hanchière de pressothérapie pour appareil i-Press 10C

- Nombre de cellules : 10 cellules.
- Appareil de pressothérapie compatible : i-Press 10C Mazet.

Produit vendu à l'unité, et sans appareil.

Qu'est-ce que le drainage pneumatique ?

Le **drainage pneumatique** doit venir en complément, et non en remplacement des techniques. Il apporte aux praticiens une aide supplémentaire au traitement de leurs patients, voir un outil indispensable au traitement des œdèmes. Le drainage pneumatique conduit à la décongestion, il sera alors utilisé avant un drainage manuel, alors que dans d'autres cas, il pourra être utilisé en simultané, ou encore après un drainage manuel pour renforcer et prolonger ses effets.

Attributs du produit :

Taille: Droite, Gauche