

Kinesio Pre-Cut EDF - Boîte de 60



Codes produits :

Référence 234121

caractéristiques du produit :

Longueur: 15 cm
Largeur: 2,5 cm
Format: Pré-découpé

Description brève du produit :

Bandes de taping prédécoupées Kinesio avec technologie EDF™ (2,5 x 15 cm), conçues pour une application rapide et précise en cabinet. Idéal pour optimiser la microcirculation et améliorer le confort de vos patients, tout en gagnant du temps lors de la pose.

Description du produit :

Kinesio Pre-Cuts EDF

Bandes de taping prédécoupées (boîte de 60)

Ces **bandes de taping prédécoupées** sont pensées pour une utilisation rapide et maîtrisée en cabinet. Elles permettent une pose homogène, sans perte de temps liée à la découpe, tout en garantissant une application précise pour vos patients.

Développées selon la technologie exclusive EDF™ (Enhanced Dynamic Flow) du Dr Kenzo Kase, ces bandes favorisent une légère élévation cutanée. Cet effet contribue à optimiser la microcirculation, à limiter les phénomènes congestifs et à améliorer la gestion de la douleur dans le cadre de vos prises en charge.

Leur élasticité et leur finesse assurent une stimulation efficace des récepteurs cutanés, avec un port confortable sur plusieurs jours, y compris en situation d'activité.

Points clés pour votre pratique

- **Technologie EDF™** : favorise la microcirculation et participe à la diminution de la douleur.
- **Bandes prédécoupées** : gain de temps et régularité dans vos applications.
- **Format 2,5 cm** : adapté aux zones précises et aux applications ciblées.
- **Effet "seconde peau"** : confort optimal pour vos patients au quotidien.

- **Coton respirant et sans latex** : limite les risques d'irritation cutanée.
- **Résistance à l'eau** : maintien efficace pendant les activités et les soins actifs.

Conseils d'application

- Appliquer sur une peau propre, sèche et sans corps gras pour une adhérence optimale.
- Adapter la tension selon l'objectif thérapeutique (généralement entre 0 et 25 %).
- Poser sans étirement excessif pour respecter la fonction du taping.
- Activer l'adhésif par friction après la pose.
- Attendre environ 30 minutes avant une activité ou un contact avec l'eau.

Les caractéristiques du Kinesio Taping Pre-Cut EDF

- **Longueur** : bandes de 15 cm.
- **Largeur** : 2,5 cm.
- **Conditionnement** : 60 bandes prédécoupées (20 bleues, 20 roses et 20 noires).
- **Fabrication** : États-Unis.

Kinesio Taping Original

Marque officielle développée par Kenzo Kase, à l'origine du concept de Kinesio Taping, ce produit respecte la méthode initiale utilisée en rééducation. Il offre une élasticité et une adhérence adaptées à une utilisation quotidienne en cabinet, pour accompagner efficacement vos patients dans leur récupération fonctionnelle.

Authenticité garantie

Chaque bande de [Kinesio Taping](#) authentique porte le papier protecteur imprimé "KINESIO", garantissant la conformité à la méthode originale du Dr Kenzo Kase, ainsi qu'un niveau de qualité constant pour votre pratique.

Qu'est-ce que le Kinesio Taping ?

Le Kinesio Taping est une technique de taping permettant de soutenir les structures musculaires et articulaires sans limiter les amplitudes. Contrairement au strapping classique, il favorise la mobilité tout en stimulant la circulation lymphatique grâce à un effet de soulèvement cutané. Cet effet contribue à diminuer les pressions sous-cutanées et à améliorer le confort de vos patients dans leur rééducation.

Attributs du produit :