

Sonde anale / vaginale Anuform

Codes produits :

Référence 140234



caractéristiques du produit :

Type de sonde: Vaginale
Type de sonde: Anale
Connecteurs: Prise femelle - Ø2 mm
Longueur: 86 mm
Longueur: 49 mm
Diamètre: 24 mm

Description brève du produit :

L'Anuform est une sonde anale / vaginale courte et profilée pour la rééducation par électrostimulation musculaire et Biofeedback. Ce modèle est très polyvalent et peut convenir pour les voies rectale ou vaginale (pour des vagins courts). Sa forme est idéale pour une très bonne position dès la mise en place.

Description du produit :

Sonde anale / vaginale Anuform

La **sonde anale Anuform** est très polyvalente et peut convenir pour les voies rectale ou vaginale, pour les vagins courts. (NB : usage pour un seul orifice. Ne peut être utilisé dans le vagin et dans le rectum en même temps).

Elle est dotée de deux électrodes de grande taille longitudinale et sensiblement profilés pour un excellent contact sonde/tissu, avec une connexion 2 fiches banane.

La sonde Anuform est de petite taille et très légère pour un confort optimal. Sa forme est idéale pour une très bonne position dès la mise en place. De plus, sa forme profilée et son anneau extérieur permettent une insertion et un retrait faciles et en douceur.

Elle permet une stimulation confortable et efficace avec plusieurs positions de travail possibles : allongée, assise ou bien debout.

Indications

- Incontinences d'effort
- Incontinences dues à un besoin impérieux
- Incontinences fécales
- Fuites de gaz

- Douleurs dues à un prolapsus
- Renforcement des muscles du plancher pelvien
- Atrésie vaginale
- Vaginisme

Les indications et contre-indications doivent être vérifiées par un médecin avec utilisation.

Les caractéristiques de la sonde anale Anuform

- Longueur totale : 86 mm
- Longueur corps de la sonde : 49 mm
- Diamètre : 24 mm
- Poids : 23,5 g
- Connecteurs : 2 fiches femelles 2 mm
- Électrodes : acier inoxydable médical (3 cm² x 2)
- Longueur câble : 300 mm
- Insertion facile grâce au col rétréci
- Implantation très stable
- Utilisation en stimulation et bio
- Anneau facilitant l'insertion et le retrait
- Corps : polystyrène haute densité
- Forme arrondie lisse simple à nettoyer

Équipée de 2 connecteurs femelles 2mm, la sonde peut être utilisée avec la plupart des stimulateurs musculaires et les équipements de biofeedback approuvés par la CEI 60601 (se référer aux instructions du fabricant avant utilisation).

Attributs du produit :