

Med Bike - Pédalier assisté



Codes produits :

Référence 244767

caractéristiques du produit :

Ergomètre: Oui
Vitesse: 1 à 90 tr/mn
Travail: Actif
Travail: Passif
Travail: Pédalage assisté
Puissance: 1 à 120 W
Connectique: Bluetooth
Données affichées: Temps
Données affichées: Distance
Données affichées: Calories
Données affichées: Watt
Longueur: 64 cm
Largeur: 53 cm
Hauteur: 100 cm
Poids: 34 kg
Durée d'utilisation: 3 h/jour

Description brève du produit :

Le **Med Bike** est un **pédalier actif, passif ou assisté** qui permet de travailler de manière complète, efficace et professionnelle. Les 3 modes de fonctionnement permet de répondre aux différents besoins de vos patients lors des séances de rééducation.

Description du produit :

La Motion Therapy professionnelle pour un usage domestique et professionnel

L'entraînement par le mouvement peut être utilisé indépendamment par des individus dans leur environnement domestique, ou peut être intégré à une thérapie par le mouvement professionnelle. À ce titre, le concept Med Bike est utilisé dans les établissements pour personnes handicapées, les maisons de retraite, les centres de thérapie, les cliniques... Une "vie en mouvement" est la clé du bien-être physique et de l'évaluation du stress. Le concept Med Bike est une partie importante de la thérapie par le mouvement professionnelle.

Le Med Bike offre 3 modes de fonctionnement :

Pour chaque mode, l'utilisateur peut créer un programme individuel thérapeutique, en intégrant ses besoins spécifiques. Le programme peut suivre une valeur de résistance et de temps donné pour chaque segment, et permettre des mouvements de pédalage avant et arrière dans une session d'entraînement.



ACTIF

Mode actif



PASSIF

Mode passif



PEDALAGE ASSISTE

Mode pédalage assisté

Le système de contrôle continu évalue l'entrée de la force de l'utilisateur, et assiste le mouvement de rotation en accord avec les paramètres préétablis.

Une thérapie suivie

Le Med Bike offre un journal de bord complet et détaillé après chaque session d'entraînement, affichant les données importantes pour la thérapie de mouvement. La console TFT Touch quant à elle, affiche un graphique biomécanique permettant une manipulation et une compréhension facilitées.

Permet l'utilisation d'appareils portables

Le Med Bike intègre parfaitement les appareils portables (tablette ou smartphone), vous permettant de programmer et

d'effectuer votre entraînement sur place, au moment où vous le souhaitez. Une fois mise en place, vous pouvez garder l'application en arrière-plan, transformant le temps d'exercices en temps multi-tâches. Cette particularité développe la motivation, notamment pour les entraînements individuels !

La **console TFT Touch** du Med Bike affiche un graphique biomécanique pour une manipulation et compréhension facilitées. De plus, le medBike® utilise les données personnelles afin d'individualiser chaque session d'entraînement, se terminant par un rapport détaillé, avec un relevé des données biométriques.

L'écran TFT 10" avec ses commandes simples, intuitives et ergonomiques, est un support grandement apprécié.



Les caractéristiques du pédalier assisté Med Bike

- Contrôle de vitesse : 1- 90 tr/mn
- Contrôle de watts : 1- 120 W
- Dimensions : 64 x 53 x 100 cm

- Poids : 34 kg
- Durée d'utilisation conseillée : 3h/ jour - usage intensif

Attributs du produit :