

Paingone One - Stylo anti-douleurs

Codes produits :

Référence 182020



caractéristiques du produit :

Courants: TENS
Traitements: Douleurs
Longueur: 13 cm
Largeur: 3,5 cm
Alimentation: Sans piles
Garantie: 1 an
Norme: CE Médical

Description brève du produit :

Paingone One : stylo TENS manuel pour soulager efficacement les douleurs des genoux, mains, bras et plus. Pratique, ciblé et facile à utiliser.

Description du produit :

Paingone, appareil à TENS

Paingone est un appareil à TENS à l'efficacité prouvée cliniquement qui peut être utilisé n'importe où et n'importe quand, où vous en avez besoin. De la forme et la taille d'un stylo, il se glisse dans votre sac, votre valise ou votre poche afin de rester toujours à portée de main.

Paingone fonctionne en délivrant une fréquence électrique contrôlée directement à l'endroit de la douleur. Cette électrostimulation fournit un soulagement de la douleur instantané. Paingone est très rapide (30 secondes) et peut être utilisé à travers les vêtements.

Le Paingone peut être placé sur la plupart des zones du corps, permettant le traitement d'un large éventail de douleurs physiques. Imaginez être capable de soulager la douleur sans utiliser de médicaments, en une simple pression. L'appareil est très simple à utiliser et tout a fait sûr. En effet, Paingone a fait l'objet de nombreuses études cliniques.

<https://youtu.be/bQvnBgzkV6g?feature=shared>

Différentes études ont été menées sur des patients souffrant de différents types de douleur chronique, telles que : **l'arthrose du genou, le tennis elbow, les douleurs dorsales chroniques, les douleurs musculo-squelettiques (c'est-à-dire épaule, genou, coude, douleurs lombaires), coccydynie, cervicale spondylose, douleur vertébrale, douleurs aux membres inférieurs ou supérieurs, fibromyalgie, arthrose des doigts et épaule gelée.**

Paingone One est idéal pour les personnes souffrant de douleurs aiguës et chroniques.

Avec la version One du Paingone, soulagez vos douleurs où que vous soyez. Grâce à sa petite taille et son poids plume, il s'emporte partout !

Le Paingone One fonctionne de manière manuel (bouton presseur: 30-40 clicks) pour une durée de traitement de 60 secondes.



Idéal pour cibler des zones avec précision



Fonctionne au travers des vêtements



Agit en 60 secondes



Fonctionne sans pile

Comment utiliser le Paingone One ?

Il vous suffit de choisir la zone que vous souhaitez traiter et placer le bout de l'appareil directement sur cette zone pour être soulagé.

Avec plus de 1,9 million d'utilisateurs dans le monde, le succès de Paingone parle de lui-même. Plus de 90% des personnes qui essayent Paingone choisissent de continuer à l'utiliser, un taux de réussite écrasant.

À la maison ou en déplacement, le soulagement de la douleur n'est qu'à quelques clics.

La neurostimulation électrique transcutanée (ou TENS)

Le TENS est une technique d'analgésie non médicamenteuse utilisée depuis plus de 30 ans dans la prise en charge des douleurs chroniques. C'est un traitement de première ordre.

La TENS repose sur la mise en jeu des systèmes naturels de contrôle de la douleur fondée sur 2 mécanismes :

- Stimulation conventionnelle ou Gate Control
- Stimulation endorphinique

La TENS est proposée en alternative ou en complément à un traitement médicamenteux des douleurs chroniques. Elle présente aussi l'avantage de rendre le patient autonome dans la prise en charge de ses douleurs.

L'efficacité de la TENS est subordonnée à la personnalisation de la mise en place de la technique, de son apprentissage et du suivi adapté au patient.

Les caractéristiques du Paingone One

- Appareil médical à TENS de classe IIa
- Testé cliniquement
- Soulage les douleurs instantanément
- Solution naturelle, sans médicaments
- Fonctionne à travers les vêtements
- Application rapide en 60 secondes
- Alimentation : sans pile
- Longueur : 13 cm
- Largeur : 3,5 cm

Attributs du produit :