

## G5 Vibramatic Power Plus



### Codes produits :

Référence 250603

### caractéristiques du produit :

Type d'appareil: Autre appareil de massage

Longueur: 53 cm

Largeur: 53 cm

Hauteur: 112 cm

Poids: 7,7 kg

Alimentation: Secteur 100/240 V AC

### Description brève du produit :

Le G5 Vibramatic Power Plus est un véritable appareil de massage professionnel puissant et particulièrement robuste. Avec sa percussion numérique directionnelle et sa fréquence de 10 à 40 Hertz, il est parfaitement adapté aux traitements de rééducation fonctionnelle et à la kinésithérapie respiratoire.

### Description du produit :

Le **G5 Vibramatic Power Plus** est un véritable appareil de massage professionnel puissant et particulièrement robuste. Avec sa percussion numérique directionnelle et sa fréquence de 10 à 40 Hertz, il est parfaitement adapté aux traitements de rééducation fonctionnelle et à la kinésithérapie respiratoire.

## En rééducation fonctionnelle et en kinésithérapie respiratoire

Le G5 Vibramatic Power Plus est un outil qui s'adapte parfaitement aux traitements de kinésithérapie respiratoire et de rééducation fonctionnelle. Il permet par exemple de traiter les escarres, de réaliser du drainage lymphatique, des massages antalgiques ou encore de la relaxation avant et après les exercices. L'utilisation de cet appareil professionnel permet de produire une vibration puissante, régulière et prolongée dans le temps.

## Un outil pratique

Le G5 Vibramatic Power Plus possède un bouton de réglage permettant de régler facilement les fréquences vibratoires et le temps d'entraînement de vos patients. Sa carte numérique permet quant à elle de maintenir la même fréquence de vibration, quelque soit la force appliquée.

## Le fonctionnement du G5 Vibramatic Power Plus

Le G5 Vibramatic Power Plus génère des vibrations mécaniques de très basse fréquence, qui oscillent dans le sens de

leur propagation, de manière rectiligne. En rééducation fonctionnelle, on utilise des vibrations perpendiculaires ou tangentielles, avec une amplitude comprise entre 1 mm et 1 cm, et une fréquence allant de 6 à 20 Hertz.

## Les 3 fonctions principales du G5

### • Une actions physiologique :

Le G5 génère des effets sous-jacents sur la peau et les tissus de vos patients. Tout d'abord, il permet de stimuler la circulation capillaire périphérique, par friction de la peau. Cela augmente le métabolisme et les échanges cellulaires et permet d'oxygéner les tissus. Il améliore également les échanges cellulaires et permet une pénétration accrue des principes actifs utilisés.

### • Une action veineuse et lymphatique :

Le G5 stimule la circulation lymphatique et le retour veineux, ainsi que les artères vasa-toniques. La percussion directionnelle est efficace pour le drainage lymphatique.

### • Une action musculaire :

Cet outil permet de décongestionner les muscles, et de drainer les masse musculaires. De plus, il stimule les articulations, les tendons et les muscles. hypotensions musculaires, relaxation musculaire. Le G5 est également utilisé en chiropraxie et en ostéopathie.

## Les caractéristiques techniques du G5 Vibramatic Power Plus

- Fréquence d'oscillation : variateur de fréquences vibratoires réglable Hz par Hz de 0 à 60 HZ.
- Minuterie de 0 à 60 minutes avec arrêt automatique

## Les avantages

- Température du moteur inférieure, réduisant la consommation et permettant d'allonger la durée de vie.
- Utilisable sur son socle roulant ou sur un plan de travail.
- Livré avec un kit de 6 patins, un coude de percussion-directionnelle, un socle roulant et un panier porte-patins. Le G5 peut recevoir tous les patins adaptés à l'appareil.
- Alimentation interne universelle.
- Afficheur digital.
- Poignée de transport intégrée.
- Flexible extra long, procurant une plus grande liberté de mouvement : 1,5 m.

## Attributs du produit :