

Senso Light

Codes produits :

Référence : 233799

**Caractéristiques du produit :**

Longueur: 70 mm

Diamètre: 40 mm

Poids: 20 g

Description brève du produit :

Le senso light est la version du Senso Hand Trainer avec un poids réduit à 20 g. Il est recommandé pour la rééducation et la musculation des doigts, de l'avant-bras et du poignet, ainsi que pour la stimulation des zones réflexes et la coordination.

Description du produit :

Le Senso Light est un petit outil compact et complet, de rééducation fonctionnelle. Il permet de travailler la rééducation des membres supérieurs (doigts, avant bras, poignets) et inférieurs, en fonction des exercices réalisés avec. Il permet également de travailler les zones réflexes et la coordination.

Comment utiliser le Senso Light ?

Le Senso Light contribue au renforcement musculaire des doigts, des mains et des avant-bras. Dans la gymnastique des pieds, il peut être utilisé pour mobiliser les petites articulations des orteils après une fracture ou les articulations touchées par l'arthrose. De plus, ce produit peut aider efficacement à lutter contre les mains froides lors de l'entraînement en plein air et est aussi idéal comme aide à la rééducation des mains.

Comment fonctionne le Senso Light ?

Les picots du Senso Light sont agréables, stimulent la perception et la circulation sanguine. Grâce à leur forme ergonomique, ils tiennent bien en main et sont très maniables. Grâce au matériau élastique, le Senso Light se presse facilement et peut ainsi renforcer la musculature de la main.

Pour un massage des pieds, il est possible de poser le Senso Light sur le sol et de monter dessus pieds nus.

Article vendu à l'unité. Coloris selon arrivage.

Caractéristiques :

- Diamètre : Ø40 mm
- Longueur : 70 mm
- Poids : 20 g

Attributs du produit :