

## IceMan Clear 3 - appareil de cryothérapie

### Codes produits :

Référence 150240

### caractéristiques du produit :

Appareils: Iceman Clear 3

Utilisation: Cryothérapie

Type de cryothérapie: À eau

Alimentation: Secteur

Garantie: 6 mois



### Description brève du produit :

L'IceMan Clear 3 est un appareil de cryothérapie léger, petit et transportable, doté d'un système de circulation breveté Donjoy. Utilisation simple et maintien de la température de 7 à 9h.

### Description du produit :

L'**appareil de cryothérapie IceMan Clear 3** est spécialement conçu pour fournir une thérapie par le froid contrôlée, idéale pour la gestion de la récupération ou de la douleur post-traumatique. Grâce à son système breveté de circulation d'eau en boucle semi-fermée, il garantit un traitement prolongé par le froid pour une efficacité optimale.

Cet appareil est particulièrement recommandé en période post-traumatique et post-chirurgicale. Ses bienfaits incluent la réduction du délai de cicatrisation et la résorption des œdèmes et des gonflements.

## Les avantages de l'appareil de cryothérapie IceMan Clear 3

- Dispositif de cryothérapie domestique léger et compact (facile à stocker).
- Système de circulation breveté Donjoy pour une efficacité maximale.
- Facilement transportable pour une utilisation pratique où que vous soyez.
- Utilisation simplifiée pour une meilleure expérience utilisateur.
- Capacité à maintenir la température pendant jusqu'à 7 heures pour un soulagement prolongé.

### Indications


- Arthrose.
- Inflammation chronique.
- Entorse.
- Luxations.
- Tendinite.

- Claquage.
- Période post-traumatique.
- Période post-chirurgicale.
- Récupération chez les sportifs.
- Accélérer la récupération.
- Éviter les courbatures.
- Réduire les inflammations et la fatigue musculaire.

<https://youtu.be/nDKdRmfUM50>

## Technologie à double pompe

L'appareil IceMann Clear 3 possède une technologie de recirculation à double pompe. L'eau réchauffée présente dans le manchon, est réinjectée dans l'appareil, pour être ensuite conservée et remélangée avec de l'eau glacée, plus froide et à débit constant. Ce système permet une distribution constante de l'eau froide dans tout le manchon.



## Les équipements de l'IceMan Clear 3

- Système de circulation de l'eau en boucle semi-fermée : assure une thérapie par le froid uniforme sur toute la surface du coussin réfrigérant.
- Opération à auto-amorçage pour l'installation des manchons.
- Sangles anti-fuite et velcro sur le coussinet pour une application facile.
- Une fonction sécurité maintient l'eau dans la nappe.
- Recyclage de l'eau rapide.
- Refroidisseur ultra silencieux.
- Mise en route facilité : température prédéfinie et connexions rapides.
- Couvercle avec joint étanche.
- Bac transparent et tuyau intégré à la glacière.
- Une gamme complète de manchons spécifiques est disponible en option.

## Les caractéristiques de l'appareil de cryothérapie à eau IceMan Clear 3

- Durée de maintien le bain de glace au froid : 7 à 9 h.
- Alimentation : secteur.
- Garantie : 6 mois.

*L'IceMan Clear 3 est vendu seul, sans manchon.*

### Attributs du produit :