

## Vario+ CTC-7



### Codes produits :

Référence 15021

### caractéristiques du produit :

Appareils: Vario+ CTC-7  
Utilisation: Thermothérapie  
Utilisation: Cryothérapie  
Utilisation: Thérapie par contraste  
Type de cryothérapie: À eau  
Niveau de compression: 5  
Nbre de programmes: 3  
Longueur: 27 cm  
Largeur: 18 cm  
Hauteur: 24 cm  
Poids: 3,7 kg  
Alimentation: Secteur  
Garantie: 2 ans (appareil)  
Garantie: 1 an (manchon et tubulure)

### Description brève du produit :

Découvrez le Vario+ CTC-7 : le premier dispositif médical offrant une cryothérapie et une thermothérapie contrôlées, sans glace, pour des soins articulaires post-opératoires et post-traumatiques de pointe. Ce générateur de cryothérapie et thermothérapie compressive cible spécifiquement les articulations en profondeur, offrant ainsi une solution complète pour une récupération optimale.

### Description du produit :

Découvrez l'**appareil Vario+ CTC-7**, un appareil de thermothérapie et cryothérapie multifonction. Il offre un contrôle précis de la température, permettant à la fois la cryothérapie par froid contrôlé et la thermothérapie par chaud contrôlé. De manière innovante, il propose également une alternance fluide entre ces deux modes de traitement, offrant ainsi une solution complète pour la thérapie articulaire post-opératoire et post-traumatique. Doté d'une technologie révolutionnaire, le Vario+ CTC-7 est le premier dispositif médical portable offrant une cryothérapie par froid contrôlé sans recourir à la glace.

En associant les avantages de la cryothérapie et de la thermothérapie sur des périodes prolongées, le Vario+ CTC-7 est un pionnier dans son domaine. Grâce à la combinaison de la **cryothérapie**, de la **thermothérapie** et de la **pressothérapie**, cet appareil permet un contrôle optimal de la température, atteignant ainsi les zones profondes des articulations pour un traitement efficace. Le Vario+ CTC-7 assure un traitement complet et efficace des articulations ciblées.

Avec ses trois modes pré-enregistrés, le Vario+ CTC-7 s'ajuste facilement à chaque prescription médicale, respectant ainsi les protocoles thérapeutiques établis. Son format compact et sa poignée ergonomique facilitent son transport, offrant ainsi un confort et une sécurité inégalés lors des traitements.

Grâce à sa technologie innovante, le Vario+ offre un contrôle précis de la température, réglable de 6°C à 45°C, réduisant ainsi considérablement les risques de brûlures cutanées pour le patient. De plus, il est possible de programmer les séances de cryothérapie ou de thermothérapie en fonction des besoins spécifiques de chaque patient,

garantissant ainsi une thérapie personnalisée et efficace.

## 3 modes d'utilisation

### Cryothérapie

La cryothérapie par froid contrôlé Vario+ refroidit en profondeur les articulations ciblées.

- Température : de 6° à 10°C.
- Durée : 5 à 60 min.
- Niveau de pressothérapie : 0 à 4.

#### Indications

- Antalgique (anti-douleurs).
- Anti-inflammatoire.
- Prévention et réduction des œdèmes.
- Meilleure récupération de la mobilité...

### Thermothérapie

La thermothérapie par froid contrôlé Vario+ agit de manière profonde sur les articulations ciblées.

- Température : de 35° à 45°C.
- Durée : 5 à 30 min.
- Niveau de pressothérapie : 0 à 1.

#### Indications

- Antalgique (anti-douleurs).
- Favorisation de la cicatrisation ...

### Thérapie par contraste

Consiste à exposer le corps ou certaines de ses parties au chaud et au froid en alternance.

#### Froid

- Température : de 6° à 10°C.
- Durée : 20 min.
- Niveau de pressothérapie : 0 à 4.

#### Chaud

- Température : de 35° à 45°C.
- Durée : 10 min.
- Niveau de pressothérapie : 0 à 1.

[https://youtu.be/8a6uu35O\\_Ns](https://youtu.be/8a6uu35O_Ns)

## Les équipements de l'appareil de cryothérapie Vario+ CTC-7

- Écran LCD programmable - sur-mesure à chaque pathologie.
- Poignée de transport et fixation pour lit - de l'hôpital à domicile.
- Petit et compact, fourni avec son sac de transport design.
- Boutons ergonomiques simples d'utilisation.
- Sans usage de glace.

## Les caractéristiques de l'appareil de cryothérapie Vario+ CTC-7

- Utilisation : réversible chaud/froid.
- Plage de température: de 6° C à 45°C.

- Temporisation : Froid de 5 à 60 min - Chaud de 5 à 30 min.
- Réservoir à eau : 250 ml.
- Modes : Froid - Chaud - Thérapie par Contraste - Nettoyage - Vidange.
- Niveaux de compression : 5.
- Compression : de 0 mmHg à 75 mmHg.
- Dimensions : 27,2 x 18 x 23,9 cm.
- Poids : 3,7 kg.
- Alimentation : secteur 100 - 240 V.

## Le Vario + CTC-7 se décline en 5 packs :

- **L'appareil seul** (sans aucune attelle)
- **Pack solo** : pack attelle cheville + sac de transport
- **Pack duo** : packs attelles genou et cheville + sac de transport
- **Pack trio** : packs attelles genou, cheville et épaule + sac de transport
- **Pack pro** : pack corps entier\* + sac de transport

\* corps entier : attelles genou + cheville + lombaire/hanche + coude + épaule + universelle taille M + universelle taille L

**Toutes les attelles sont également disponibles à la vente de manière séparée.**

### Attributs du produit :

Kit appareils: Appareil seul, Pack genou+sac, Pack genou+cheville+sac, Pack genou+cheville+épaule+sac, Pack corps entier+sac