

Kinesio Tex Gold Light Touch Plus



Codes produits :

Référence 2344

caractéristiques du produit :

Spécificités: Peaux sensibles

Spécificités: Visage

Longueur: 5 m

Largeur: 5 cm

Format: Rouleau

Description brève du produit :

Kinesio Tex Gold Light Touch Plus : bande de Kinesio Taping conçue pour les peaux sensibles, offrant une stimulation douce tout en respectant la mobilité tissulaire. Idéale pour la pédiatrie, la gériatrie et les applications de face taping dans votre pratique.

Kinesio Taping™ : la référence du taping thérapeutique.

Description du produit :

Kinesio Tex Gold Light Touche Plus - Rouleau de 5 m

La bande de Kinesio Taping adaptée aux prises en charge des peaux sensibles

Le **Kinesio Tex Gold Light Touch Plus (LT)** a été conçu pour proposer une stimulation légère, tout en restant efficace dans votre pratique quotidienne. Sa technologie spécifique offre une sensation proche d'une mousse à mémoire de forme, facilitant le respect de la mobilité tissulaire et la circulation des fluides chez vos patients.

Particulièrement pertinent en **pédiatrie**, en **gériatrie** ou chez les patients présentant une **sensibilité cutanée accrue**, ce tape permet une prise en charge confortable sans compromettre l'objectif thérapeutique. Il trouve également sa place dans les applications de **face taping**, notamment pour le relâchement des tensions superficielles et le travail cutané du visage.



Peaux sensibles

La formulation et la douceur du Kinesio Taping Light Touch (LT) en fait une solution optimale pour les peaux délicates.



Face Taping

Le Light Touch est également adapté à une utilisation plus esthétique, pour la réduction des rides en face taping.



De la pédiatrie à la gériatrie

Les bébés et les personnes âgées ayant une peau plus sensible, le Kinesio Light Touch est recommandé pour le traitement de ces derniers.

Points clés pour votre pratique

- Stimulation sensorielle fine pour accompagner vos techniques de taping.
- Action ciblée sur les couches superficielles : épiderme, derme et fascia.

- Excellente tenue dans le temps, adaptée aux patients actifs.
- Confort optimal grâce à un textile respirant et doux.
- Solution pertinente pour la gestion des douleurs et des œdèmes.
- Application polyvalente en cabinet comme en suivi à domicile.

Conseils d'application

- Poser sur une peau propre et sèche pour optimiser l'adhérence.
- Adapter la tension entre 0 et 75 % selon l'indication et la zone traitée.
- Privilégier les applications superficielles, notamment sur zones sensibles
- Convient aux techniques de face taping dans votre pratique.

Les caractéristiques du Kinesio Taping Light Touch Plus

- **Longueur** : 5 m (*les bandes peuvent être coupées à la longueur souhaitée, pour s'adapter à toutes les utilisations*).
- **Largeur** : 5 cm.
- **Disponibles en 6 couleurs au choix** : bleu Ajisai, jaune Himawari, orange Kinmokusei, rose Sakura, violet Fuji ou vert Take.
- **Composition** : 100% coton.
- **Conditionnement** : 1 rouleau.
- **Fabrication** : États-Unis.

A noter : la couleur du tape n'influence pas son efficacité thérapeutique. Toutes les bandes Kinesio Tex Gold Light Touch Plus présentent des propriétés physiques et adhésives identiques, indépendamment du coloris choisi.

Kinesio Taping Original

Marque officielle développée par Kenzo Kase, à l'origine du concept de Kinesio Taping, ce produit respecte la méthode initiale utilisée en rééducation. Il offre une élasticité et une adhérence adaptées à une utilisation quotidienne en cabinet, pour accompagner efficacement vos patients dans leur récupération fonctionnelle.

Authenticité garantie

Chaque bande de [Kinesio Taping](#) authentique porte le papier protecteur imprimé "KINESIO", garantissant la conformité à la méthode originale du Dr Kenzo Kase, ainsi qu'un niveau de qualité constant pour votre pratique.

Qu'est-ce que le Kinesio Taping ?

Le Kinesio Taping est une technique de taping permettant de soutenir les structures musculaires et articulaires sans limiter les amplitudes. Contrairement au strapping classique, il favorise la mobilité tout en stimulant la circulation lymphatique grâce à un effet de soulèvement cutané. Cet effet contribue à diminuer les pressions sous-cutanées et à améliorer le confort de vos patients dans leur rééducation.

Attributs du produit :

Coloris / Matière: Bleu Ajisai, Jaune Himawari, Kinmokusei Orange, Rose Sakura, Violet Fuji, Vert Take