

## Attelles pour CryoNov



### Codes produits :

Référence 15017

### caractéristiques du produit :

Appareils: CryoNov

### Description brève du produit :

Optimisez votre récupération avec les attelles de cryothérapie compressive CryoNov. Spécialement conçues pour s'adapter à l'appareil de cryothérapie CryoNov, ces attelles ciblent efficacement différentes zones du corps : main et poignet, coude et genou, épaule, cheville et pied, cuisse, jambe entière, et enfin dos, poitrine et hanche. Choisissez la précision pour un soulagement ciblé et une récupération optimale.

### Description du produit :

**CryoNov** propose une large gamme d'**attelles de cryothérapie**, spécialement conçues pour une utilisation avec l'appareil de cryothérapie à compression CryoNov. Chaque attelle correspond à une ou plusieurs zones du corps, afin de cibler la partie nécessitant un traitement de cryothérapie.

**Chaque attelle est vendue seule, et sans l'appareil CryoNov.**

## 7 modèles disponibles, pour chaque zone du corps

Zones d'application	Dimensions	Poids
Main/poignet	250 x 250 mm	190 g
Coude/genou	835 x 345 mm	245 g
Épaule	965 x 465 mm	260 g
Cheville/pied	725 x 375 mm	275 g
Cuisse	895 x 365 mm	260 g
Jambe entière	640 x 680 mm	350 g
Dos/hanche	1220 x 305 mm	295 g

## Les bienfaits du CryoNov

## [Amélioration de la récupération musculaire](#)

La cryothérapie compressive active contribue à réduire les tensions musculaires, favorisant ainsi une récupération plus rapide après l'entraînement intense.

## [Diminution des douleurs musculaires et articulaires](#)

En ciblant les zones spécifiques avec des manchons adaptés, l'appareil CryoNov aide à soulager les douleurs musculaires et articulaires, améliorant ainsi le confort et la mobilité.

## [Réduction des inflammations](#)

La combinaison de la cryothérapie et de la compression contribue à diminuer l'inflammation, ce qui est essentiel pour accélérer la guérison des tissus musculaires après des séances d'entraînement intenses ou en cas de traumatisme.

## [Réduction Réduction des inflammations des œdèmes \(gonflements\)](#)

La cryothérapie compressive active contribue à diminuer les gonflements, améliorant ainsi la circulation sanguine et réduisant l'enflure associée aux blessures.

## [Amélioration de la guérison en post-opératoire](#)

L'appareil CryoNov peut être bénéfique dans le processus de récupération après une intervention chirurgicale, favorisant une cicatrisation plus rapide et réduisant les risques d'inconfort post-opératoire.

## [Amélioration de la guérison après traumatisme](#)

En fournissant une thérapie de cryothérapie compressive ciblée, l'appareil favorise une récupération plus rapide en cas de blessures ou de traumatismes musculaires.

## [Optimisation de la circulation sanguine locale](#)

La combinaison de la compression et de la cryothérapie contribue à stimuler la circulation sanguine dans la zone traitée, favorisant ainsi une meilleure oxygénation des tissus et accélérant le processus de guérison.

## **Attributs du produit :**

Modèle de compresse: Cheville, Dos, Jambe, Epaule, Cuisse, Genoux/Coude, Main