

## Tuyau 2 manchons pour Cryo Pro XL - Appareil de cryothérapie à eau

### Codes produits :

Référence 15017DB



### caractéristiques du produit :

Appareils: Cryo Pro XL

Longueur: 1,5 m

### Description brève du produit :

Tuyau double connecteur compatible avec le Cryo Pro™ XL Dr Aktive, permettant d'utiliser deux attelles ou manchons simultanément pour optimiser vos séances de cryothérapie compressive.

**Livré sans l'appareil.**

### Description du produit :

## Tuyau double connecteur Cryo Pro™ XL Dr Aktive

Ce **tuyau double** permet de **connecter deux attelles ou manchons simultanément** sur l'appareil de cryothérapie compressive **Cryo Pro™ XL Dr Aktive**. Il transforme un appareil 1 voie en solution double utilisation, idéale pour optimiser le temps de prise en charge au cabinet.

Vous pouvez ainsi traiter deux zones chez un même patient ou deux patients en parallèle, tout en conservant les bénéfices de la compression froide.

Ce dispositif améliore l'organisation de vos séances et permet une utilisation plus intensive de votre équipement, notamment en phase post-opératoire ou en récupération.

## Les principaux avantages du tuyau double Dr Aktive pour Cyo Pro XL

- Connexion simultanée de 2 attelles / manchons.
- Compatible avec le Cryo Pro™ XL.
- Optimise le temps de traitement et le flux patient.
- Idéal pour une utilisation en cabinet ou en structure sportive.

## Les caractéristiques du tuyau double Dr Aktive

- Appareil compatible : appareil de cryothérapie à eau [Cryo Pro X Dr Aktive.](#)

***Livré sans l'appareil.***

**Attributs du produit :**