

Ventouse Mini Bellabambi® - Pour Multiset

Codes produits :

Référence 2697



caractéristiques du produit :

Hauteur: 4,5 cm

Diamètre: 2 cm

Matière: Silicone médical

Description brève du produit :

La Ventouse Mini BellaBambi® - MultiSet Ø 2 cm est conçue pour les applications délicates et ciblées. Idéale pour les petites articulations, le visage, les mains et les pieds, elle permet un cupping précis et reproductible avec le système BellaBambi® multi, en solo ou en duo.

S'utilise uniquement avec un appareil à aspiration Multiset Bellabambi.

Description du produit :

Ventouse Mini BellaBambi® - MultiSet - cupping de précision petites zones

La **Ventouse Mini BellaBambi® - pour MultiSet** est conçue pour les **applications délicates et de petite surface**. Avec un diamètre de **2 cm**, elle est parfaitement adaptée au travail ciblé sur les petites articulations, les zones étroites ou osseuses, ainsi que le visage, le décolleté, les mains et les pieds. Utilisée avec le **système BellaBambi® multi à pompe de dépression**, elle permet des applications précises, reproductibles et maîtrisées, en solo ou en duo. Son bord exfoliant spécifique renforce l'effet mécanique tout en respectant la peau, pour une intégration optimale en cabinet.

Les avantages clés en kinésithérapie :

- Format mini idéal pour les **zones étroites et petites surfaces**.
- Compatible avec le **BellaBambi® multi** et son tuyau de connexion.
- Applications précises et parfaitement reproductibles.
- Possibilité d'utiliser **une ou deux ventouses simultanément**.
- Bord exfoliant unique pour renforcer l'effet de massage.
- Silicone respectueux de la peau, inodore et dermatologiquement sûr.
- Protège les mains du praticien - grâce au système multiset.

- Manipulation facile en pratique quotidienne.

Utilisation des ventouses sur différentes zones du corps

Précédent Suivant

Applications recommandées avec la ventouse Mini - pour Multiset

Grâce à son **diamètre réduit**, la ventouse Mini BellaBambi® est particulièrement indiquée pour :

- les **petites articulations** (doigts, poignets, chevilles),
- le travail ciblé du **cou et de la nuque**,
- les applications sur le **visage et le décolleté**,
- les soins localisés sur les **mains et les pieds**,
- les protocoles nécessitant une **précision maximale sur zones sensibles**.

4 intensités disponibles, au choix

SENSITIVE - blanc

Idéale pour les zones sensibles (visage, cou) ou pour les patients sensibles. Convient parfaitement aux applications douces, soins esthétiques et massages relaxants.

REGULAR - mûre

Pour des applications modérées : cellulite, vergetures, rides ou tensions musculaires légères. Polyvalente, elle s'utilise aussi bien en bien-être qu'en travail des fascias.

ACTIVE - bleu signal

Pensée pour les patients actifs et sportifs. Offre une succion plus dynamique pour un travail tissulaire plus engagé, sans atteindre l'intensité maximale.

INTENSE - bleu nuit

Recommandée pour les sportifs, patients peu sensibles ou les massages à forte dépression. Adaptée aux applications nécessitant une stimulation profonde.

Les caractéristiques des ventouses Mini Bellabambi - pour Multiset

- Diamètre : \varnothing 2 cm.
- Matière : Silicone médical hypoallergénique.
- Fabrication allemande.

Produit vendu à l'unité.

Attributs du produit :

Intensité: Sensitive, Regular, Active, Intense