

Wall Station Thera-Band - station murale



Codes produits :

Référence 247128

caractéristiques du produit :

Description brève du produit :

La **station murale - Wall Station de Thera-Band®** est la solution professionnelle pour des applications cliniques et thérapeutiques. Cette machine fonctionne avec le même système de résistance progressive par couleur que les autres produits Thera-Band® déjà reconnus mondialement.

Description du produit :

La station murale - Wall Station de Thera-Band® est la solution professionnelle pour des applications cliniques et thérapeutiques. Cette machine fonctionne avec le même système de résistance progressive par couleur que les autres produits Thera-Band® déjà reconnus mondialement.

Un système complet de réadaptation : travaillez tous les membres supérieurs et inférieurs avec un seul et même appareil

La Wall Station est un système complet de réadaptation pour les membres supérieurs et inférieurs, de conception multidimensionnelle avec 3 plans/ axes de mouvements.

Sa conception permet de maintenir le même système de progression Thera-Band® lorsque vos patients seront à domicile. Cette station offre un large éventail d'exercices de réadaptation en position debout ou assise. Cette station murale peut être combinée avec des petits accessoires tels que les ballons de Klein.

Fournis avec des exemples d'exercices

La Wall Station est équipée de posters d'exercices, pour travailler toutes les parties du corps : lombaires, thorax, hanches, genoux, chevilles, mollets, jambes, abdominaux, cervicales, épaules, biceps, triceps, poignets, coudes, dos... L'appareil est ultra-complet, avec des exercices en images pour être certain de les appliquer de la meilleure des

manières. Procurez-vous une véritable **source d'inspiration** en plus d'un **matériel de haute qualité** pour apporter la meilleure des rééducations à vos patients.

Un outil pratique et peu encombrant

Il vous suffira de consacrer un petit espace au sein de votre cabinet pour y installer cette **Wall station**. Elle se fixe sur la majorité des murs ayant pour seule condition qu'ils soient d'un minimum de 213 cm de hauteur. L'espace conseillé autour de l'outil est de 180 x 180 cm, pour pouvoir être certain de pouvoir utiliser le matériel de manière optimale. **Très simple d'installation**, la Wall Station de TheraBand® est livrée avec un manuel pour vous expliquer pas à pas comment fixer les barres murales (selon le type de votre mur).

Le système Wall Station est fourni complet

- 2 Barres murales de 106 cm en aluminium anodisé avec glissière à raccordement
- 1 Barre de 45 cm en aluminium anodisé en surplomb avec glissière à raccordement
- 1 Barre transversale de 60 cm en aluminium anodisé en surplomb avec glissière à raccordement
- 2 Poignées d'exercices souples avec connecteurs D-Ring
- **2 Sangles d'extrémité** avec connecteurs
- 1 Sangle pour la tête avec connecteurs D-Ring
- 4 Tubes d'exercices Thera-Band® de 30 cm avec connecteurs à clip (4 résistances différentes : bleu, jaune, rouge et vert)
- 2 posters avec 68 exercices

<https://www.youtube.com/watch?v=OCyAXPd4pWg>

Attributs du produit :