

Kinesio Taping - Fan Cut



Codes produits :

Référence 234120

caractéristiques du produit :

Longueur: 30 cm

Largeur: 5 cm

Description brève du produit :

Le Kinesio Taping Fan Cut offre à vos patients les avantages d'un bandage anti-œdème/inflammation et leur permet de gagner un temps précieux. Les Kinesio Fan Cut sont fabriqués à partir du même Kinesio Tex. Le taping Kinesio Fan Cut contribue à l'élimination de l'œdème et de l'inflammation en aidant les fluides à se diriger vers des voies et des ganglions lymphatiques moins encombrés.

Description du produit :



Les bandes de Kinesio Taping Fan Cut sont prédécoupées en longueur, ce qui vous permet de gagner du temps lors de l'application du Kinesio Taping sur vos patients.

Les avantages du format Fan Cut Kinesio Taping

Les bandes de Kinesio Fan Cut contribuent à l'élimination de l'œdème et de l'inflammation en aidant le fluide à se

diriger vers une voie et un ganglion lymphatique moins encombré. Ainsi, que ce soit pour la circulation, le flux lymphatique, une entorse de la cheville/du genou ou une contusion de l'ischio-jambier, les bandes de Kinesio Fan Cut sont adaptées.

- Une découpe précise
- Gain de temps
- Coton de haute qualité permettant la respiration
- Hypoallergénique et sans latex
- Résistant à l'eau

Livré en boîte de 12 bandes

- 3 bandes beiges
- 3 bandes bleues
- 3 bandes rouges
- 3 bandes noires

Les caractéristiques des Fan Cut Kinesio Taping :

- La technologie Nano-touch apporte une micro stimulation de l'épiderme et des sous-couches
- Contact doux et agréable sur la peau
- Une meilleure adhérence de la bande toute en réduisant la surface adhésive
- Coton de qualité supérieur encore plus respirant
- Nouveau procédé de tissage pour un meilleur confort
- Hypoallergénique et toujours sans latex
- Disponible exclusivement aux professionnels de santé
- Disponibles en 4 couleurs.
- **Quelque soit la couleur, les bandes Kinesio ont les mêmes caractéristiques physiques**

<https://youtu.be/JpGtFvyzHZs>

Qu'est-ce que le Kinesio Taping ?

Le Kinesio Taping® est une façon différente d'aborder les désordres musculaires, tendineux, ligamentaires et circulatoires. Le strapping classique créé une stabilisation articulaire en limitant les amplitudes mais exerce une pression sur la zone lésionnelle ce qui induit une réduction de la circulation sous cutanée. Le Kinesio Taping®, quant à lui, permet une liberté de mouvement et fonctionne comme une pompe en stimulant la circulation lymphatique. En effet celui-ci va augmenter l'espace interstitiel, en soulevant la peau et en créant des circonvolutions à la surface de celle-ci. Le résultat est une diminution de la pression et de l'irritation des mécano-récepteurs sous cutanée.

Les principaux effets physiologiques du Kinesio Taping

- Effet sur la fonction musculaire : il facilite ou inhibe la contraction musculaire, selon le type d'application
- Réduction de la douleur par la diminution de la pression sur les mécano-récepteurs
- Amélioration de la circulation sanguine et lymphatique, aidant à éliminer l'excès d'œdème et le drainage des hématomes
- Réadaptation de la fonction articulaire en assistant la biomécanique de l'articulation



Conseil thérapeutique :

Afin d'accroître l'efficacité thérapeutique des bandes Kinesio, nous vous conseillons une utilisation conjointe avec les produits de cryothérapie **Polar Frost**.

Attributs du produit :