

Advance 4 avec paire de bottes - appareil de pressothérapie

Codes produits :

Référence 280185



caractéristiques du produit :

Pression: 20 - 250 mmHg

Nbre de programmes: 2

Nbre de cellules: 4

Description brève du produit :

Advance 4 est un appareil de pressothérapie compact comportant 4 cellules. Il est doté de 2 programmes permettant soit de gonfler les cellules une après l'autre soit de gonfler les cellules l'une après l'autre tout en mettant une pression sur les cellules déjà gonflées

Livré avec une paire bottes.

Description du produit :

L'**Advance 4** est un **appareil de pressothérapie compact** comportant 4 cellules. Il est doté de 2 programmes permettant soit de gonfler les cellules une après l'autre soit de gonfler les cellules l'une après l'autre tout en mettant une pression sur les cellules déjà gonflées.

Système de pressothérapie séquentielle, spécifiquement conçu pour le drainage lymphatique.

Pression réglable

de 20 à 250 mmHg

2 modes de compression

Gonflement des cellules l'une après l'autre ou avec une pression sur les cellules déjà gonflées

Minuterie

10 - 20 - 30 minutes, au choix

Indications

- Drainage lymphatique
- Œdèmes
- Jambes gonflés / fatigués
- Bras gonflés / fatigués
- Rétention d'eau
- Cellulite
- Massages
- Etc ...

Les caractéristiques de l'appareil de pressothérapie Advance 4

- Nombre de programmes : 2
- Pression : réglable de 20 à 250 mmHg
- Minuterie : 10 - 20 - 30 min
- Dimensions : L. 26 x l. 17 x H. 31 cm
- Poids : 2,6 kg

L'Advance 4 livré avec 1 paire de bottes standards 4 cellules et son manuel d'utilisation.

Les caractéristiques des bottes

- Paire de bottes étagées 4 cellules
- Fermeture à glissière et velcro
- Longueur standard : 110 cm
- Circonférence : maxi 60 cm
- Longueur pied : 30 cm

L'appareil de pressothérapie Advance 4 est livré avec une paire de bottes de taille L/XL. Si besoin, nous pouvons remplacer la paire de bottes par le modèle S/M ou XXL. Pour cela, contactez-nous au 03.88.59.89.59.

Accessoires disponibles en option

Attributs du produit :