

## Lotion Cryo Articulaire - 100 ml



### Codes produits :

Référence 256565

### caractéristiques du produit :

Conditionnement: 100 ml

### Description brève du produit :

La lotion aérosol Cryo Articulaire est spécialement conçue pour une utilisation avec l'argile Cata 15 Marin. Celle-ci est dédiée à une orientation kinési-articulaire. L'utilisation de la lotion avec l'argile permet de créer une Cryo argile marine.

### Description du produit :

La **lotion aérosol Cryo Articulaire** est spécialement conçue pour une utilisation avec l'argile Cata 15 Marin. Celle-ci est dédiée à une orientation kinési-articulaire. L'utilisation de la lotion avec l'argile permet de créer une Cryo argile marine. L'argile marine combinée avec les extraits d'Harpagophytum ont une action apaisante au niveau articulaire et un effet anti-inflammatoire. Cette lotion révélatrice s'applique avec la Cata 15 Marin, en cataplasme ou en enveloppement.

## La composition

La lotion Cryo Articulaire est composée de Calendula, d'Arnica et de Menthol.

## L'utilisation

Appliquez 3 ou 4 spray sur l'articulation à traiter, puis appliquez le Cata 15 Marin en cataplasme. Laissez agir 20 minutes. Vous pouvez en plus, envelopper la zone traitée sous film plastique pour réaliser un cataplasme occlusif et favoriser la pénétration des actifs au niveau épidermique.

À titre indicatif, une lotion de 100 ml représente 200 sprays, soit 50 traitements environs avec 3 ou 4 sprays utiles par application.

Ce produit est contenu dans un **aérosol de 100 ml**.

**Attributs du produit :**