

## Lotion Cryo Arnica - 100 ml



### Codes produits :

Référence 256566

### caractéristiques du produit :

Conditionnement: 100 ml

### Description brève du produit :

La lotion aérosol Cryo Arnica est spécialement conçue pour une utilisation avec l'argile Cata 15 Marin. Celle-ci est dédiée à une orientation "révélatrice" de récupération. L'utilisation de la lotion avec l'argile permet de créer une Cryo argile marine.

### Description du produit :

La **lotion aérosol Cryo Arnica** est spécialement conçue pour une utilisation avec l'argile Cata 15 Marin. Celle-ci est dédiée à une orientation "révélatrice" de récupération. L'utilisation de la lotion avec l'argile permet de créer une Cryo argile marine.

## L'utilisation

Appliquez 3 ou 4 spray sur l'articulation à traiter, puis appliquez le Cata 15 Marin en cataplasme. Laissez agir 20 minutes. Vous pouvez en plus, envelopper la zone traitée sous film plastique pour réaliser un cataplasme occlusif et favoriser la pénétration des actifs au niveau épidermique.

À titre indicatif, une lotion de 100 ml représente 200 sprays, soit 50 traitements environs avec 3 ou 4 sprays utiles par application.

Ce produit est contenu dans un aérosol de 100 ml.

## La composition

La lotion Cryo Arnica est composée d'Arnica, de Menthol et d'Hamamélis.

**Attributs du produit :**