

## Option - Sellerie chauffante et mémoire de position pour table Modul



### Codes produits :

Référence : 219390

### Caractéristiques du produit :

#### Description brève du produit :

Option à choisir lors de la commande de votre table Modul.

Uniquement pour les tables Modul (sauf Cifo).

#### Description du produit :

Les commandes se font par télécommande multifonction permettant de lancer ou stopper la sellerie chauffante et la mémoire de position.

#### Sellerie chauffante :

La sellerie chauffante est intégrée dans la sellerie et atteint en moins de 2 mn les 40°. Elle bénéficie d'une triple sécurité de surchauffe. La sellerie chauffante apporte une véritable valeur ajoutée à vos traitements.

La télécommande sans fil permet de lancer la sellerie chauffante avec un arrêt automatique après 45 mn ou de la stopper avant son arrêt automatique.

#### Mémoire de position :

En plus de sa fonction chauffe et réglage de hauteur de table, la télécommande comporte une fonction astucieuse de fin de séance : éteignant le système de chauffe et descendant automatiquement la table en position basse. L'autre fonction très pratique est la mémoire de position qui enregistre vos réglages individuels de hauteur de table : la fonction mémoire de position enregistre les réglages individuels grâce à deux positions mémoires différentes, deux thérapeutes retrouvent à l'aide d'une simple touche la table de traitement dans leur position préférée.

Particulièrement agréable lorsqu'on souhaite mémoriser une position basse pour les manipulations et une position standard pour le massage par exemple.

Uniquement pour tables Modul (sauf Cifo).

**Attributs du produit :**