

## Fast Band Globus - ceinture électrostimulation

### Codes produits :

Référence 182107

### caractéristiques du produit :

Adhésives: Non  
Connecteurs: Prise femelle - Ø2 mm  
Connecteurs: Snap  
Longueur: 105 cm



### Description brève du produit :

La ceinture d'électrostimulation GLOBUS Fast Band est l'accessoire idéal pour la rééducation et l'électrothérapie esthétique. Compatible avec tous les électrostimulateurs GLOBUS, elle tonifie les abdos, le dos et les fessiers pour des résultats rapides en lipolyse, drainage et renforcement musculaire. Ses électrodes en carbone intégrées offrent confort et efficacité optimale, avec une mise en place facile grâce aux scratches.

### Description du produit :

La **ceinture d'électrostimulation GLOBUS Fast Band** est spécialement conçue pour compléter votre électrostimulateur Globus et permettre un travail en profondeur des abdominaux, du dos, des fessiers et des flancs. Compatible avec tous les électrostimulateurs de la marque Globus, elle se branche à la place des électrodes autocollantes. Cette ceinture optimise vos séances de tonification, de raffermissement et de soulagement musculaire. Dotée de 6 électrodes en carbone intégrées, elle assure une durabilité prolongée et une installation rapide, garantissant un contact parfait sur les zones ciblées pour une efficacité maximale.

Adaptée à la fois pour les séances de physiothérapie en rééducation et pour l'électrothérapie esthétique, la Fast Band est polyvalente et convient aux traitements de durcissement, tonification, lipolyse et drainage. La disposition optimale de ses électrodes offre un confort d'utilisation et une facilité d'ajustement grâce à sa fermeture scratch, permettant de sculpter efficacement la sangle abdominale, soulager les lombaires, ou tonifier les fessiers

### Les avantages de la ceinture d'électrostimulation Fast Band de chez GLOBUS

- **Efficacité ciblée** : Idéale pour la perte de poids, le renforcement musculaire et le soulagement des douleurs.
- **6 électrodes intégrées** : Électrodes en carbone pour une utilisation longue durée sans besoin de recharges fréquentes.
- **Mise en place rapide** : Ajustement facile grâce à la fermeture scratch pour un confort optimal.
- **Polyvalente** : Compatible avec tous les électrostimulateurs de la marque GLOBUS 2 ou 4 canaux grâce aux connecteurs Snap/Prise femelle 2 mm (*hors Compex Mi-Fitness, Mi-sport, ELITE, Full-Fitness*).
- **Accessoires inclus** : 4 adaptateurs pour connecter rapidement les câbles de stimulation.

## Conseils d'utilisation :

Pour une efficacité optimale, portez la ceinture Fast Band directement en contact avec la peau propre et sèche. Placez-la sur la zone ciblée (abdomen, dos ou fessiers) en ajustant la fermeture scratch pour un bon maintien, puis branchez votre électrostimulateur Globus. Sélectionnez le programme souhaité en fonction de vos objectifs : tonification, drainage, ou soulagement des douleurs. Utilisez la ceinture lors de vos moments de détente ou pendant vos activités légères pour maximiser les bienfaits de chaque séance d'électrostimulation.

Nous conseillons son utilisation avec un gel conducteur.

## Les caractéristiques de la ceinture d'électrostimulation Fast Band GLOBUS

- Connecteurs Snap/Prise femelle 2 mm.
- Compatibilité : tous les électrostimulateurs Globus (2 ou 4 canaux).
- Longueur : 105 cm.
- Poids : 150 g.

**Livré avec 4 adaptateurs SNAP. Appareil d'électrostimulation non fourni.**

## Attributs du produit :