

## Dyaco Medical ReCare 7.0T - Tapis de marche de rééducation



### Codes produits :

Référence 246550

### caractéristiques du produit :

Ergomètre: Oui  
Vitesse min.: 0 km/h  
Vitesse max.: 5 km/h  
Vitesse max.: 16 km/h  
Inclinaison: -10 à 15 % ( $\pm$  1)  
Puissance: 3 cv  
Nbre de programmes: 7  
Affichage: Ecran LCD mono rétroéclairé  
Connectique: Bluetooth  
Pliable: Non  
Surface de course (longueur): 152 cm  
Surface de course (largeur): 55 cm  
Longueur: 213 cm  
Largeur: 144 cm  
Hauteur: 140 cm  
Poids: 225 kg  
Poids supporté: 200 kg  
Alimentation: Secteur  
Durée d'utilisation: 5 h/jour  
Garantie: 10 ans (moteur)  
Garantie: 3 ans (autres pieces)  
Garantie: À vie (cadre)  
Norme: CE Médical

### Description brève du produit :

Tapis de marche 7.0T Recare Dyaco Medical pour rééducation : vitesse et inclinaison réglables, barres de maintien latérales, marche pied, poignées ...

### Description du produit :

Le **tapis de marche Recare 7.0 T de Dyaco Medical** est l'équipement polyvalent de prédilection pour les installations d'exercice médical. Conçu avec les normes de qualité les plus élevées, obtenant la certification médicale selon la CE 93/42 Classe IIa.

Le tapis roulant médical 7.0T possède plusieurs caractéristiques uniques que les thérapeutes apprécieront, pour la rééducation de leurs patients :

- **Faible vitesse de démarrage de 0,1 km/h** : l'une des plus basses de l'industrie
- Mouvement de la courroie avant et arrière
- Véritable verrouillage de la courroie à vitesse nulle - (d'autres utilisent une commande de moteur instable)
- 2 moteurs d'élévation, l'un à l'avant et l'autre à l'arrière, permettent aux praticiens de faire marcher leurs

patients sur des pentes montantes ou descendantes

- **Pont élévateur** - pour la conformité des marches, la pliométrie, la facilité d'accès aux jambes du patient pour les thérapeutes et une simple délestage.

## Gamme MED - Norme CE Médical

### Dispositifs et accessoires de rééducation médicalement certifiés

La gamme MED offre aux soignants des fonctionnalités avancées pour offrir de meilleurs résultats à leurs patients souffrant de nombreux types de problèmes neurologiques, cardiovasculaires ou musculo-squelettiques. Grâce à une approche holistique en matière de rééducation, les soignants peuvent analyser les besoins uniques de leurs patients afin de créer des plans de traitement personnalisés visant à améliorer la motricité, réduire la douleur, restaurer les fonctions et prévenir les invalidités.

## Le tapis 7.0T ReCare de Dyaco Medical

<https://youtu.be/DbgWhEGYTPo><https://youtu.be/TBB-cpRmnZ0>


## Les équipements du tapis 7.0T ReCare de Dyaco Medical

- Barres de maintien.
- Marche-pieds arrière multifonctionnel.
- Pont élévateur.
- Roues de transport.
- Clef d'arrêt de sécurité.
- Compensateur de niveaux.
- Ventilateur.
- Mesure de la fréquence cardiaque – Récepteur cardiaque 5 kHz intégré.
- Bluetooth.



## Accès facile avec le marchepieds

La marche multifonctionnelle et amovible offre une hauteur de marche inférieure pour offrir plus de stabilité et de sécurité lors de la montée et la descente sur le tapis. Il sert également de plate-forme pour les exercices pliométriques et la conformité des pas. La fonction de levage du pont affiche les mesures de hauteur de marche et de la plate-forme de marche au pont.



## Adaptable à une grande variété d'utilisateurs

Les barres parallèles réglables offrent un support de main courante pour une sécurité accrue du patient. Les ajustements peuvent également s'adapter aux utilisateurs de différentes tailles et capacités physiques. Les barres s'ajustent de 63,5 à 89 cm en hauteur, de 51 à 85 cm en largeur et la longueur s'étend sur toute la longueur du pont.

## Plusieurs programmes prédéfinis et personnalisables sont disponibles

Avec de nombreuses fonctionnalités, la console du 7.0 T Recare est facile à utiliser, affiche et télécharge des données d'entraînement importantes. Les fenêtres de rétroaction affichent :

- Les MET
- La symétrie
- La cadence
- Les longueurs de foulée
- Les pas
- L'allure

Vous pouvez facilement sélectionner des modes prédéfinis ou programmables pour des routines diverses et polyvalentes. Les programmes peuvent s'adapter de manière interactive aux caractéristiques des patients, en utilisant des informations d'entrée telles que le poids, le sexe, la Vo2 max et les contrôles de FC comme base pour maximiser leur rééducation.

## Les caractéristiques du tapis médical Recare 7.0 T de Dyaco Medical

- Moteur - puissance permanente : 3 cv (*Classe IEC S6*)
- Vitesse :
  - Avant : 0 à 16 km/h (par paliers de 0,1)
  - Arrière : 0 à 5 km/h (par paliers de 0,1 - vitesse bidirectionnelle)
- Inclinaison électrique : -10 à 15%
- Surface de course auto-lubrifiante : 152,5 x 56 cm
- Marche-pied abaissé à 11,5 cm du sol
- Distance sol/ surface de course : 24,13 cm
- Programmes : 7.
- Affichage permanent : 11 fonctions.
- Dimensions : 213 x 144 x 140 cm
- Poids : 225 kg
- Poids supporté : 200 kg
- Alimentation : secteur 230V
- Garantie :
  - Cadre : à vie
  - Moteur : 10 ans
  - Autres pièces : 3 ans

### Attributs du produit :