

Mio Care Fitness



Codes produits :

Référence : 182097

Caractéristiques du produit :

Canaux: 2 voies
Courants: TENS
Traitements: Douleurs
Traitements: Incontinence
Traitements: Sport
Traitements: Beauté
Traitements: Fitness
Nbre de programmes: 55
Largeur d'impulsion: 48 à 800 μ s
Intensité: 0 à 200 mA
Fréquences: 1 - 150 Hz
Longueur: 135 mm
Largeur: 60 mm
Hauteur: 19 mm
Poids: 150 g
Garantie: 2 ans

Description brève du produit :

Pour entraîner vos muscles et maintenir votre bien être, optez pour le Mio Care Fitness !

Cet appareil d'électrothérapie est un générateur d'impulsion synergique biphasée et compensée. Cet outil complet dispose de 20 programmes médicaux, 15 programmes beauté et 20 programmes fitness/sport.

Description du produit :

Cet outil complet d'électrothérapie répond aux exigences du plus grand nombre : il dispose de 20 programmes médicaux, 15 programmes beauté et 20 programmes fitness/sport.

Il est préprogrammé 2 canaux à visée antalgique, excitomotrice, micro-courants et incontinence.

Ses dérivations en Y livrées de série permettent de connecter jusqu'à 8 électrodes. Les programmes pré-établis sont choisis et s'affichent à l'écran à partir d'une liste numérotée. Il comprend tous les programmes du MIO CARE TENS avec en plus des programmes Fitness/Sport et Beauté.

Sa dimension réduite cependant ne doit pas tromper : il est en mesure de développer une intensité d'impulsion suffisante pour contracter les muscles des sportifs les plus exigeants.

Le Mio Care Fitness est un générateur d'impulsion symétrique biphasée et compensée : la quantité de courant qui court du pôle positif au négatif est égale et constante. On évite ainsi le désagréable effet thermique de polarisation possible avec un générateur à impulsion non compensée.

Indications thérapeutiques

- Anti-inflammatoire
- Entorse
- Incontinence / effort et vésicale
- Vascularisation

20 programmes médicaux

- Stimulateur Tens conventionnel (rapide) + Stimulateur Tens endorphine (retardé)
- Valeurs maximales stimulateur Tens
- Cervicalgie /Céphalée
- Anti - inflammatoire
- Mal de dos/sciatique
- Entorses/ecchymoses
- Vascularisation
- Myo-relaxant
- Douleur main et poignet
- Stimulation plantaire
- épicondylite
- épitrochlée
- Périarthrite
- Hématomes
- Prévention atrophie
- Atrophie (réduction nutritive)
- Micro-courant
- Incontinence à l'effort + Incontinence d'urgence

15 programmes beauté

- Raffermissement des membres supérieurs et tronc + des membres inférieurs
- Tonification des membres supérieurs et tronc + des membres inférieurs
- Définition des membres supérieurs et tronc + des membres inférieurs
- Adipostress
- Microlifting
- Lipolyse abdomen + Lipolyse cuisses + Lipolyse fesses et hanches + Lipolyse bras
- élasticité des tissus
- Capillarisation
- Jambes lourdes

20 programmes sport/fitness

- Echauffement
- Endurance des membres supérieurs et tronc + des membres inférieurs
- Résistance des membres supérieurs et tronc + des membres inférieurs
- Force des membres supérieurs et tronc + des membres inférieurs
- Force Vitesse des membres supérieurs et tronc + des membres inférieurs
- Force Explosive des membres supérieurs et tronc + des membres inférieurs
- Capillarisation
- Récupération
- Agoniste Antagoniste
- Réactivation 1 séquentiel des membres supérieurs et tronc + des membres inférieurs
- Réactivation 2 séquentiel des membres supérieurs et tronc + des membres inférieurs
- Décontractant
- Massage profond

Les caractéristiques du Mio Care Fitness

- 2 canaux indépendants avec la possibilité de relier jusqu'à 8 électrodes
- Nombre de programmes : 55
- Intensité réglable : 0 à 200 mA
- Fréquence : 1 à 150 Hz
- Largeur d'impulsion : 48 à 800 µs
- Fonctionnement asynchrone des canaux de stimulation (lipolyse, agoniste-antagoniste, contractions toniques et physiques, massage profond)
- Clavier digital avec des commandes simples et intuitives

- Instructions sur le programme en cours et le temps restant fournies directement sur l'écran
- Écran LCD réfléchissant
- Timer avec affichage permanent du décompte-temps de la séance
- Alimentation : Batterie NiMH
- Temps de charge complet : 8 à 10 h
- Indicateur de niveau de charge
- Dispositif Médical CE0476 conforme à la directive 93/42 CEE et 2007/47 CE
- Taille : 135 x 60 x 19 mm
- Poids : 150 g

Livré en sac de transport, chargeur, 2 cordons, électrodes adhésives et 1 manuel d'utilisation

Attributs du produit :