

Manchon bras 5 cellules - i-Press 6C



Codes produits :

Référence : 280041

Caractéristiques du produit :

Appareils: i-Press 6C

Nbre de cellules: 5

Description brève du produit :

Manchon 5 cellules pour appareil de pressothérapie I-Press 6C permettant un traitement précis et confortable du membre supérieur.

Description du produit :

Ce **manchon 5 cellules** a été spécialement conçu pour l'appareil de pressothérapie I-Press 6C. Il permet un traitement précis et confortable du membre supérieur.

Les caractéristiques du manchon de bras i-Press 6C

- Compatible i-Press 6C
- 5 cellules

<https://youtu.be/izf2U5K6uclQu> est-ce que le drainage pneumatique ?

Le drainage pneumatique doit venir en complément, et non en remplacement des techniques. Il apporte aux praticiens une aide supplémentaire au traitement de leurs patients, voir un outil indispensable au traitement des œdèmes. Le drainage pneumatique conduit à la décongestion, il sera alors utilisé avant un drainage manuel, alors que dans d'autres cas, il pourra être utilisé en simultané, ou encore après un drainage manuel pour renforcer et prolonger ses effets.

Indications pour l'utilisation du drainage pneumatique :

- **Système veineux** : Insuffisance veineuse, Varices, Problèmes de rétention d'eau "jambes lourdes", Ulcères.
: Dysfonctions du système lymphatique, Oedèmes.
- **Esthétique** : Détente, Complément des techniques d'amincissement.

Attributs du produit :