

## Vibracare G5



### Codes produits :

Référence 250015

### caractéristiques du produit :

Type d'appareil: Autre appareil de massage

Fréquences: 0 - 60 Hz

Poids: 2 kg

Alimentation: Secteur 220/230 V AC

### Description brève du produit :

Le Vibracare G5 est un appareil de massage portable, qui intègre les mouvements de percussion directionnelle, appelés clapping. Il est préconisé dans les traitements en kiné respiratoire, chez les patients de tous les âges, présentant des pathologies pulmonaires obstructives.

### Description du produit :

Le **Vibracare G5** est un appareil de massage portable durable, pour la thérapie respiratoire (capotage), qui intègre les mouvements de percussion directionnelle, appelés clapping. Il aide le patient à expectorer les sécrétions bronchiques. Cet appareil léger offre une liberté de mouvement optimale.

## L'utilisation du vibracare G5

Le Vibracare G5 est préconisé dans les traitements en kiné respiratoire, chez les patients de tous les âges, présentant des pathologies pulmonaires obstructives, et convient également aux enfants à partir de 5 kg.

Le Vibracare G5 peut être utilisé à des fins thérapeutiques diverses (transit intestinal, prévention et traitement des escarres et drainage), grâce à sa large gamme de patins et à sa vitesse réglable. Il est également préconisé pour le massage à domicile, dans les maisons de repos et les centres de soins.

Le patin en mousse G5 est idéal pour le massage des genoux, des mains et des chevilles, quant au patin en caoutchouc G5, il convient parfaitement à la relaxation, la réduction du stress, les traitements des douleurs dorsales et de spasmes.

## Les caractéristiques du Vibracare G5

- Fréquences d'oscillation : 20 à 50 périodes/seconde
- Fréquence : 0 à 60 Hz
- Livré avec patins n°12, 17, 99 et un sac de transport adapté

- Peut recevoir tous les patins proposés ci-dessous

## Les patins livrés de série avec le Vibracare G5

- **N°12 - mousse densité moyenne** : effleurage, massages et en modelages légers pour préparer les tissus et décontracter le patient.
- **N°17 - demi-sphère caoutchouc** : réflexologie plantaire, massage abdominal et kinésithérapie respiratoire.
- **N°99** :

## Les patins optionnels pour le Vibracare G5

- **N°15 - caoutchouc à gros picots** : pétrissage et massage profond / stimulation et récupération musculaire.
- **N°16 - 4 demi-sphères caoutchouc** : massages de la région lombaire, des muscles para-verticaux, des fessiers et des cuisses (pour zones sensibles).
- **N°22 - cône grand modèle** : actions précises pour la rééducation des points gâchette et en réflexologie.
- **N°23 - 2 boules** : massages des zones dorso-lombaires et des muscles para-vertébraux.
- **N°25 - petits picots en silicone** : massages vigoureux et stimulants, esthétique et médecine du sport.
- **N°26 - silicone avec 7 ventouses** : action décongestionnante.
- **N°27 - cône petit modèle** : action plus précise pour la rééducation des points gâchette.
- **N°30 - incurvé en U** : massage de relaxation du dos et des trapèzes, drainage lymphatique et en association avec le coude claping.
- **N°98 - mousse avec poche de gel** : chaud ou froid, donne une impression de jambes légères et de relaxation.

### Attributs du produit :