

Lampe Infrarouge IR bi-250 - sur pied roulant



Codes produits :

Référence 251840

caractéristiques du produit :

Description brève du produit :

La lampe IR bi-250 sur pied roulant, utilise le principe du rayonnement infrarouge, afin de transmettre la chaleur par rayonnement.

Description du produit :

La lampe infrarouge IR bi-250 sur pied roulant, utilise le principe du rayonnement infrarouge. Cette lampe à 2 coupoles produit une puissance doublée, ce qui permet de mieux répartir la chaleur sur votre patient. Avec la lampe IR bi-250, il est possible de traiter un groupe musculaire à 360°.

- Efficace : ce modèle possède 2 bras compensés, orientables et à ressort, de 80 cm de long
- Pratique : la lampe IR bi-250 se déplace facilement grâce à son pied chromé lesté à 5 branches, équipé de freins sur 2 des roulettes
- Sécurité : cette lampe garantit la sécurité de vos patients grâce à ses grilles de protection, placées devant les 2 ampoules de 250W
- Puissance : la lampe IR bi-250 possède 2 ampoules de 250W, en 220V
- Adaptable : le double interrupteur permet de faire fonctionner une ampoule à la fois, ou les deux en même temps, selon les besoins de vos patients
- Réglable : le tube télescopique est réglable de 87 à 140 cm

La thermothérapie par lampe infrarouge

Les pouvoirs thérapeutiques de la thermothérapie par lampe infra-rouge ne sont plus à démontrer : en pénétrant profondément dans les tissus, la chaleur émise produit la dilatation des vaisseaux sanguins, activant ainsi la circulation du sang et l'élimination des toxines. Cette pratique à faible énergie peut-être utilisée dans le traitement de diverses pathologies, telles que l'arthrite, les douleurs et spasmes musculaires, la raideur des épaules ou des articulations... Son emploi dans les centres sportifs permet l'échauffement avant l'activité musculaire.

Cet outil de thermothérapie professionnel provoque l'élévation de la température de vos patients, ce qui permet de détendre les muscles et de stimuler la circulation sanguine.

Attributs du produit :